

Описание потребительских, технических и экономических показателей
(характеристик) предмета государственной закупки
**Реактивов для фотохимической обработки рентгеновской пленки для
проявочных машин**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Проявитель для проявочных машин	комплект	5 300
1.2	Фиксаж для проявочных машин	комплект	4 500

2. Технические требования:

- 2.1. Концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин, для проявления всех видов рентгеновских пленок;
- 2.2. Комплект проявителя рассчитан на приготовление не менее 20 литров готового раствора;
- 2.3. Комплект фиксажа рассчитан на приготовление не менее 20 литров готового раствора;
- 2.4. Раствор проявителя и фиксажа должен поставляться в канистрах.

Описание потребительских, технических и экономических показателей
(характеристик) предмета государственной закупки
**Реактивов для фотохимической обработки рентгеновской пленки для
дентальных проявочных машин**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Проявитель для фотохимической обработки рентгеновской пленки для дентальных проявочных машин	литр	7 500 готового раствора
1.2	Фиксаж для фотохимической обработки рентгеновской пленки для дентальных проявочных машин	литр	6 000 готового раствора

2. Технические требования:

2.1. Концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических дентальных проявочных машин, для проявления всех видов дентальных рентгеновских пленок;

2.2. Поставке подлежит концентрированный раствор, рассчитанный для приготовления готового раствора в объеме согласно п 1.1 и 1.2.

2.3. Концентрированный раствор должен поставляться в канистрах объемом не более 2 литров.

МТ №132/20

лот 3

1. Состав (комплектация) изделий.

Реактивы для фотохимической обработки рентгеновской пленки
(зеленочувствительной)

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Количество упаковок, штук	Количество комплектов
1	Проявитель для машинной обработки плёнки рентгеновской медицинской(концентрат), включающий собственно проявитель, стартер и стабилизатор в виде жидких концентратов во флаконах для приготовления не менее 2-х порций рабочего раствора, объёмом не менее 20 литров каждая.	Жидкий, трехкомпонентный	90	180
2	Фиксаж для машинной обработки пленки рентгеновской медицинской (концентрат), включающий собственный фиксаж и стабилизатор в виде флаконов с жидким концентратом для приготовления не менее 2-х порций рабочего раствора не менее 20 литров каждая.	Жидкий, двухкомпонентный	150	300

***1 упаковка проявителя и 1 упаковка фиксажа содержат по 2 комплекта из выше перечисленных наименований реактивов для фотохимической автоматической обработки рентгеновской пленки.**

2. Технические требования.

Возможность регенерации: обязательна.

Условия хранения:

Температура -8-20 С.

Влажность не более 75%.

Вдали от солнечных лучей.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий**Реактивы для фотохимической обработки рентгеновской
зеленочувствительной пленки в проявочном процессоре****1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Проявитель для машинной обработки	компл.	20
1.2	Фиксаж для машинной обработки	компл.	20

2. Технические требования:

№ п/ п	Наименование	Описание потребительских и технических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Объем упаковки
2.1	Проявитель	Концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин для проявления всех видов зеленочувствительных рентгеновских пленок	Комплект проявителя должен поставляться в канистрах объемом, рассчитанным на приготовление 20 литров рабочего (готового) раствора
2.2	Фиксаж	Концентрированный раствор, приспособленный для использования во всех типах автоматических проявочных машин для проявления всех видов зеленочувствительных рентгеновских пленок	Комплект фиксажа должен поставляться в канистрах объемом, рассчитанным на приготовление 20 литров рабочего (готового) раствора

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Реактивы для фотохимической обработки рентгеновской дентальной пленки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Проявитель для ручной обработки рентгеновской дентальной пленки	Компл.	10
1.2	Фиксаж для фиксирования рентгеновской дентальной пленки	Компл.	10

2. Технические требования:

№ п/ п	Наименование	Описание потребительских и технических показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Объем упаковки
2.1	Проявитель	Концентрированный раствор, приспособленный для использования ручной обработки рентгеновской дентальной пленки.	4 фл. по 250 мл
2.2	Фиксаж	Концентрированный раствор, приспособленный для использования ручной обработки рентгеновской дентальной пленки.	4 фл. по 250 мл

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Проявитель для машинной обработки пленки рентгеновской медицинской (концентрат), включающий собственно проявитель, стартер и стабилизатор в виде жидких концентратов во флаконах для приготовления не менее 2-х порций рабочего раствора, объемом не менее 20 литров каждая (жидкий, трехкомпонентный)	шт.	14
		комплект	7
2	Фиксаж для машинной обработки пленки рентгеновской медицинской (концентрат), включающий собственный фиксаж и стабилизатор в виде флаконов с жидким концентратом для приготовления не менее 2-х порций рабочего раствора, объемом не менее 20 литров каждая (жидкий, двухкомпонентный)	шт.	4
		комплект	2

2. Технические требования:

2.1. Возможность регенерации – обязательна.

2.2. Условия хранения: температура от 8 до 20 С, влажность – не более 75%; вдали от солнечных лучей.

2.3. (*) 1 упаковка проявителя и 1 упаковка фиксажа содержат по 2 комплекта из выше перечисленных наименований химикатов для автоматической обработки пленки рентгеновской медицинской.

При несоответствии изделий пунктам технических требований, отмеченных знаком «*», предложения отклоняются и не рассматриваются.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности на день поставки товара должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного заводом изготовителем.