

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

БелМТ №174/24

лот 1

Приложение 1

Флаконы со средой для выделения аэробных гемокультур: BacT/ALERT SA Aerobic

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Флаконы со средой для выделения аэробных гемокультур: BacT/ALERT SA Aerobic предназначены для проведения оценки риска бактериальной контаминации компонентов крови на анализаторах микробиологических серии BacT/ALERT (BioMerieux Inc., США).

2. Показатели (характеристики)

2.1. Флаконы BacT/ALERT SA Aerobic должны обеспечивать выявление аэробных микроорганизмов на микробиологических анализаторах серии «BacT/ALERT» или аналогичные флаконы иных производителей идентичного качества и количества для проведения оценки риска бактериальной контаминации компонентов крови с совместимым оборудованием, поставляемым в количестве 7 единиц для учреждений службы крови Республики Беларусь.

2.2. Каждый одноразовый стерильный флакон должен содержать внутренний датчик углекислого газа и питательную среду без активированного угля (объем жидкой среды во флаконе не менее 40 мл).

2.3. Время инкубирования: от пяти до семи суток или до получения положительного результата.

2.4. Аналитическая чувствительность (предел обнаружения): грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы 12 - 48 часов; дрожжевые грибы – 24 – 72 часа.

2.5. Один набор должен содержать не менее 100 стерильных флаконов с питательной средой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №174/24

лот 2

Флаконы со средой для выделения анаэробных гемокультур: BacT/ALERT SN Anaerobic

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Флаконы со средой для выделения анаэробных гемокультур: BacT/ALERT SN Anaerobic предназначены для проведения оценки риска бактериальной контаминации компонентов крови на анализаторах микробиологических серии BacT/ALERT (BioMerieux Inc., США).

2. Показатели (характеристики)

2.1. Флаконы со средой BacT/ALERT SN Anaerobic должны обеспечивать выявление анаэробных микроорганизмов на микробиологических анализаторах серии «BacT/ALERT» или аналогичные флаконы иных производителей идентичного качества и количества для проведения оценки риска бактериальной контаминации компонентов крови с совместимым оборудованием, поставляемым в количестве 7 единиц для учреждений службы крови Республики Беларусь.

2.2. Каждый одноразовый стерильный флакон должен содержать внутренний датчик углекислого газа и питательную среду без активированного угля (объем жидкой среды во флаконе не менее 40 мл).

2.3. Время инкубирования: от пяти до семи суток или до получения положительного результата.

2.4. Аналитическая чувствительность (предел обнаружения): грамположительные и грамотрицательные анаэробные микроорганизмы – 12 - 72 часа грамположительные и грамотрицательные факультативно анаэробные микроорганизмы 12 - 48 часов.

2.5. Один набор должен содержать не менее 100 стерильных флаконов с питательной средой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно аукционным документам организатора.