



<b>ЛОТ №7</b> Индикатор контроля стерилизации химический	<b>наружные</b> Температура стерилизации 120°C самоклеющиеся, не менее IV класса точности время стерилизации 8-12 минут	10 000 штук
	<b>внутренние</b> Температура стерилизации 120°C самоклеющиеся, не менее IV класса точности время стерилизации 8-12 минут	2 000 штук
<b>ЛОТ №8</b> Индикатор контроля стерилизации химический (для стерилизаторов с форвакуумным способом удаления воздуха)	<b>внутренние</b> Температура стерилизации 132°C самоклеющиеся, не менее IV класса точности	150 000 штук

2. Технические требования:

**ЛОТ №1 и ЛОТ №2**

**Индикатор контроля стерилизации химический (внутренние/наружные)**

- Индикаторы должны соответствовать 4 классу точности (многопараметрические индикаторы).
- На каждом индикаторе должен быть напечатан эталон конечного цвета индикаторной метки, который она приобретает при соблюдении параметров стерилизации.
- Должен быть четкий, контрастный цветовой переход индикатора, который облегчает визуальный контроль и повышает его точность.
- Липкий слой на обратной стороне индикатора должен облегчать его закрепление на стерилизуемых упаковках.

**ЛОТ №3**

**Коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала, бикс медицинский**

- Коробки должны обеспечивать сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток (для коробок без фильтра) и в течении 20 суток (для коробок с фильтрами).
- Должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
- Должны иметь надежные фильтры (для коробок с фильтрами).
- Должен быть быстросъемный, удобный фиксатор прижима фильтров (для коробок с фильтрами).
- Должны быть удобные защелки.

**ЛОТ №4**

**Комплект запасных фильтров для коробок стерилизационных круглых КСКФ (в комплекте 2 штуки фильтров)**

- Комплект должен состоять из двух фильтров.
- Фильтры должны быть изготовлены только из фильтродиагонали артикул 2074/100 ГОСТ 332-91.
- Запасные фильтры должны подходить для коробок всех типоразмеров.

**ЛОТ №5**

**Коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала (для боров)**

- Должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
- Внутри лотка должна быть помещена перфорированная укладка для боров.

**ЛОТ №6**

**Индикатор контроля стерилизации биологический**

Должны быть упакованы в нанополимерную мембранные упаковку, обеспечивающую проникание стерилянта и прямой визуальный контроль.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- Срок годности на поставленный товар должен составлять не менее 80% от общего срока годности.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию: -----

5. Требования о наличии технической документации, обучения персонала и иной информации:

5.1. (для медицинского товара, подлежащего государственной регистрации в Республике Беларусь): копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ или документы подтверждающие, что данный товар не является ИМН (МТ);

5.2. (для стерильных товаров): копия протокола испытаний на стерильность;

5.3. документы, подтверждающие качество товара (сертификаты завода изготовителя или др.);

5.4. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;

5.5. При поставке внутри каждой транспортной упаковки должен быть вложен паспорт.

5.5. Условия оплаты: отсрочка платежа не менее 60 календарных дней с даты поставки либо по мере оплаты третьей стороной.