

Приложение 1**Технические характеристики**

Набор одноразовый для инъекторной системы Spectris Solaris EP производства Bayer (Medrad) кабинета магнитно-резонансной томографии

1. Состав оборудования

Набор одноразовый для инъекторной системы Spectris Solaris EP производства Bayer (Medrad), состоящий из шприц-колб и магистралей.

№	Наименование	Количество
1	Набор одноразовый для инъекторной системы Spectris Solaris EP производства Bayer (Medrad)	500 шт.

2. Технические требования

2.1 Объем шприц-колбы для контрастного вещества 65 мл.

2.2 Объем шприц-колбы для физиологического раствора 115 мл.

2.3 Т-образная соединительная магистраль низкого давления с обратным клапаном, длиной не менее 200 см.

2.4 Большой и малый шипы.

2.5* Клинически подтвержденная совместимость с автоматическим инъектором Spectris Solaris EP производства Bayer (Medrad), США.

Примечание:

*) данное требование предъявляется производителем инъектора и при несоответствии характеристики конкурсное предложение не рассматривается.

БелМТ №270/16-ЭА Соединительные трубки (коннекторы) для инъектора
лот 2

11.1	Соединительные трубки (коннекторы) для инъектора с давлением не менее 1000 psi мягкие с вращающимися коннекторами	90 см	800
------	---	-------	-----

БелМТ №270/16-ЭА Колба одноразовая для инъектора
лот 3

12.1	Колба одноразовая для инъектора		100
Примечание: 1. Объем колбы 150 мл. 2. Совместимость с инъектором Mark V			

БелМТ №270/16-ЭА Комплект расходных материалов для инъектора контраста Acist CVi
лот 4

Комплект расходных материалов для инъектора контраста Acist CVi на 2000 процедур			Кол-во
13.1	Колба для контраста многократного применения		400
13.2	Линия для физ. раствора с автоматическим клапаном и интегрированным датчиком инвазивного давления		400
13.3	Сенсорный пульт управления подачей контраста и физиологического		2000
Примечание: 1. Совместимость с автоматическим инъектором Acist CVi			

БелМТ №270/16-ЭА

лот 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация): Набор для проведения компьютерно-томографической ангиографии для инжектора «Optistat» должен состоять из:
 1. шприц-колба для введения физиологического раствора;
 2. магистраль Y-образная
 3. приспособление (спайк) для забора из флакона
2. Технические требования:
 - 2.1. Набор однократного применения, стерильный.
 - 2.2. Шприц-колбы для инжекторов должны выдерживать давление до 84 бар/1200 PSI, магистрали – до 21 бар/300 PSI.
 - 2.3. Шприц-колба для инжектора «Optistat» объемом до 130 мл.
 - 2.4. Магистраль Y-образная длиной не менее 150 см.

БелМТ №270/16-ЭА

лот 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация):
Набор для проведения компьютерно-томографической ангиографии для автоматического шприца-инжектора Mallinckrodt CT 9000 должен состоять из магистрали и колбы CT 9000 Multipack.
2. Технические требования:
 - 2.1. Набор однократного применения, стерильный.
 - 2.2. Колба и магистраль должны быть прозрачными для возможности контроля дозировки вводимого вещества.
 - 2.3. Колбы для инжекторов должны иметь объем не менее 200 мл.
 - 2.4. Магистраль Y-образная длиной не менее 150 см.

**Технические характеристики (описание) предмета закупки:
Шприц-инжектор для ангиографии и компьютерной томографии -
шприц для инжектора Angiomat Illumena**

1. Состав (комплектация) закупаемых расходных материалов:

№	Наименование	Модель	Кол- во, шт.
1.	Шприц-инжектор для ангиографии и компьютерной томографии - шприц для инжектора Angiomat Illumena		
1.1.	Шприц для инжектора Angiomat Illumena		500шт

2. Технические требования:

2.1. Шприц должен быть совместим с автоматическим инжектором контрастных веществ Angiomat Illumena.

2.2. В комплекте со шприцом должна быть линия для заполнения.

Технические характеристики (описание) предмета закупки:

Комплект расходных материалов для инжектора для ангиографии и компьютерной томографии к инжектору Stellant CTD(Dx),MEDRAD, США

1. Состав (комплектация) предмета закупки:

№ п/п	Наименование оборудования	Базовые параметры	Количество
1	Комплект расходных материалов к инжектору Stellant CTD(Dx),MEDRAD, США для компьютерной томографии		1000 шт.
1.1	Емкость полимерная одноразовая стерильная для рентгеноконтрастных веществ (шприц - колба 2х200мл)		
1.2	устройство для набора контраста типа Spikes		
1.3	Т-образная соединительная магистраль		

2.Технические требования:

2.1 Совместимые с инжекторами Stellant CTD(Dx),MEDRAD, США

**Технические характеристики (описание) медицинской техники
и изделий медицинского назначения**

1. Состав оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1.	- шприц-колба	300
1.2.	трубка соединительная низкого давления	300
1.3.	трубка для быстрого наполнения шприца	300

2. Технические требования:

2.1. шприц-колба, объемом не менее 200 мл

2.2. наличие системы FluiDots®

2.3. совместимость с автоматическим инъектором Medrad Vistron CT

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования

2. Технические требования:

1. Состоит из двух колб для объемом 200 мл с индикатором FluidDot.
2. Должна быть стерильной.
3. Магистраль длиной не менее 150 см, с Т-образным конектором.
4. Заливная трубка.
5. Канюля аспирационная «мини-спайк» - 2 штуки.

БелМТ №270/16-ЭА

лот 11

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

1. Состав (комплектация) оборудования
2. Технические требования:
 1. Колба для автоматического инжектора MedradVistronCT , объем колбы 200 мл.
 2. Должна быть стерильной.
 3. Магистраль соединительная, витая, давление 300 psi, длина 150 см.
 4. Трубка для набора контрастного вещества.
 5. Спайк.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и
изделий медицинского назначения**

Наименование	Модель инъектора	Объем колбы	Кол-во, шт
Колбы для инъектора MEDRAD	MARK V	200 мл	100

БелМТ №270/16-ЭА

лот 13

**Технические характеристики
магистралей высокого давления для автоматического инъектора
для выполнения ангиографических исследований:
магистралей и колбы СТ 9000 MULTIPACK для автоматического
шприца – инъектора Mallinckrodt CT 9000.**

1. Состав (комплектация) изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1.1	Магистраль высокого давления для автоматического инъектора для выполнения ангиографических исследований: Магистраль и колба СТ 9000 MULTIPACK для автоматического шприца – инъектора Mallinckrodt CT 9000	1000

2. Технические требования

- 2.1. Y-образная магистраль должна быть не менее 150 см.
- 2.2. Колба и магистраль должна быть абсолютно прозрачной для контроля дозировки вводимого вещества.
- 2.3. Колбы должны иметь объем не менее 200 мл.
- 2.4. Изделия должны быть упакованы в индивидуальную упаковку.
- 2.5. Колбы и магистрали предназначены для введения контрастного вещества при проведении компьютерной томографии, ангиографии.
- 2.6. Должны быть гипоаллергенны, стерильны, для однократного применения.

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и
изделий медицинского назначения 1**

1. Комплект поставки должен включать следующие реагенты и расходные материалы

№ п/п	Наименование компонента	количество
1	Колба 2х60мл для инъекционной системы Optistar LE Contrast Delivery, Y-магистраль 230 см, 300 psi, клапан для MPT Gyroscan Intera 1.5 T	300 шт.

БелМТ №270/16-ЭА

лот 15

Технические требования

1. Колба для автоматического инжектора Medrad Vistron СТ , объем колбы 200 мл.
2. Магистраль соединительная, витая, давление 300 psi, длина 150 см.
3. Трубка для набора контрастного вещества.
4. Спайк

Спецификация

№ п/п	Наименование	Кол-во штук (общее)
1.	Колбы для автоматического инжектора Medrad Vistron СТ, объем 200 мл.	1000

БелМТ №270/16-ЭА

лот 16

Трубки соединительные для инжектора			
№ п/п	Наименование	Модель	Количество
1.	Трубка удлиняющая высокого давления	80-100 см.	2000
Итого:			2000
Примечания для пункта 1: 1. Внутренний диаметр не менее 1.8 мм. 2. Максимальное давление – 1200 psi			

БелМТ №270/16-ЭА

лот 17

Колбы одноразовые для инжектора Mark V			
№ п/п	Наименование	Модель	Количество
1.	Колба одноразовая для инжектора Mark V	150 мл.	250
Итого:			250

БелМТ №270/16-ЭА

лот 18

Расходные материалы для автоматического инъектора Medrad Avanta.

1. Совместимость инъектором Medrad Avavnta.

1.	Магистраль высокого давления без возможности измерения инвазивного давления для использования с одним пациентом (SPAT L)	250
2.	Магистраль высокого давления с возможностью измерения инвазивного давления для использования с одним пациентом (SPAT)	150
3.	Набор, состоящий из колбы и соединительных трубок с возможностью использования для нескольких пациентов AVA 500 MPAT (до 5 пациентов)	100
4.	Чехол стерильный для регулятора ручного AVA 500 HCS	500
5.	Регулятор ручной (до 5 исследований) AVA 500 HC	100