

№ лота	Наименование	Технические характеристики	
1	Система адгезивная Tokuyama Bond Force II или аналог	1 Однокомпонентная светоотверждаемая адгезивная система. 2 Показания: Бондинг светоотверждаемых и двойного отверждения композиционных материалов к: 1) Препарированной/ непрепарированной эмали. 2) Препарированному /непрепарированному дентину. 3) Сколу керамики/композиционного материала при починке. 3 Простота применения.	248 шт.
2	Цемент стеклоинономерный Iopofil Plus или аналог	1 Стеклоиномерный рентгеноконтрастный цемент для пломбирования.	324 шт.
3	Цемент стеклоинономерный Aqua Iopofil Plus или аналог	1 Рентгеноконтрастный, замешиваемый на воде, стеклоиномерный пломбировочный цемент, образующий химическую связь с эмалью зуба и дентина. 2 Область применения: 1) Реставрация молочных зубов. 2) Пломбирование клиновидных дефектов, эрозии эмали и корня зуба в пришеечной области. 3) Пломбирование полостей при кариозных поражениях.	132 шт.
4	Материал пломбировочный жидкотекучий ProFil Flow или аналог	1 Универсальный жидкотекучий реставрационный материал.	154 шт.
5	Цемент Унифас-2 или аналог	1 Цинк-фосфатный стоматологический цемент. 2 Применение: 1) Для фиксации вкладок, штифтовых зубов, коронок и	312 шт.

		мостовидных протезов. 2 Для фиксации фарфоровых коронок, металлокерамических коронок и протезов. 3 Для пломбирования корневых каналов зубов. 4 Для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками. 5 Для прокладок под другие пломбировочные материалы. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	
6	Цемент цинк-фосфатный Уницем или аналог	1 Цинк-фосфатный цемент. 2 Применение: 1 Для фиксации вкладок. 2 Штифтовых конструкций. 3 Металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов. 4 Для пломбирования зубов, подлежащих закрытию коронками. 5 В качестве изолирующей прокладки при пломбировании зубов. 6 В детской стоматологии для пломбирования молочных зубов. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	998 шт.
7	Цемент стоматологический силикофосфатный Беладонт или аналог	1 Силикофосфатный цемент. 2 Назначение: 1 Пломбирование фронтальных и боковых зубов в случаях, когда полости не распространяются на вестибулярную поверхность. 2 Пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками. 3 Пломбирование молочных зубов. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	589 шт.
8	Цемент стоматологический силикатный Белацин или аналог	1 Цемент силикатный двухкомпонентный пломбировочный. 2 Назначение: 1 Для пломбирования фронтальных и боковых зубов при локализации полостей на вестибулярной и контактной поверхностях. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	1424 шт.

9	Материал стоматологический стеклоиномерный Цемион или аналог	1 Цемент стеклоиномерный двухкомпонентный рентгеноконтрастный. 2 Назначение: 1 Реставрация молочных зубов (все классы полостей). 2 Пломбирование полостей I и II классов. 3 Пломбирование полостей V класса (если эстетические требования не являются приоритетными). 4 Лечение некариозных поражений твердых тканей (клиновидные дефекты, эрозия эмали). 5 Временное пломбирование при длительном лечении. 6 Наравивание культи зуба и восстановление разрушенной структуры зуба под коронку. 7 Подкладка при пломбировании композитами. 8 Герметизация фиссур. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	2723 шт.
10	Материал светового отверждения Дент-Лайт или аналог	1 Пломбировочный композитный микрогибридный материал светового отверждения. 2 Назначение: 1 Реставрация (восстановление) полостей любого класса (I-V) на фронтальных и жевательных зубах. 2 Восстановление культи зуба. 3 Изготовление не прямых реставраций (вкладки, накладки, виниры). 4 Реставрация молочных зубов. 5 Временная реставрация сколов керамики.	23 шт.
11	Материал для пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов Гуттасилер Плюс или аналог	1 Полимерный двухкомпонентный рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. 2 Назначение: 1 Пломбирование каналов всех групп зубов с использованием гуттаперчевых (метод латеральной конденсации) и металлических штифтов. 3 Форма выпуска: паста + паста.	389 шт.
12	Гель для протравления дентина и эмали Травэкс-37 или аналог	1 Гель предназначен для протравления эмали и дентина.	432 шт.
13	Пульподент или аналог	1 Материал стоматологический антисептический.	156 шт.

		2 Назначение: 1 Лечение пульпитов витальных временных и постоянных зубов с несформированными корнями. 2 Лечение пульпитов постоянных зубов перед протезированием. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость. 1 Универсальный стоматологический адгезив.	50шт.
14	Адгезив универсальный ProLink Universal или аналог		
15	Материал пломбировочный: композит Grandio или аналог	1 Светоотверждаемый наногибридный пломбировочный материал. 2 Показания: 1 Пломбирование дефектов I-V классов. 2 Восстановление фронтальных зубов после травм. 3 Облицовка измененных в цвете фронтальных зубов. 4 Шинирование подвижных зубов. 5 Восстановление временных зубов. 6 Моделирование культи под коронку.	154шт.
16	Материал пломбировочный ESTELITE Σ QUICK (набор) или аналог	1 Рентгеноконтрастный светоотверждаемый композиционный материал. 2 Назначение: 1 Прямое восстановление передних и боковых зубов, включая окклюзионную поверхность зубов и кариозные полости всех классов. 2 Восстановление зубов прямыми винирами. 3 Восстановление керамических и композитных реставраций. 3 Состав: шпатель с пломбировочным материалом + адгезив.	80шт.

Согласовано:

Главный внештатный специалист по стоматологии



А. В. Нейда