

№ лота	Наименование	Технические характеристики	
1	Цемент Силицин Плюс или аналог	1 Цемент пломбировочный силикатный. 2 Предназначен для пломбирования передних и боковых зубов при локализации полостей на вестибулярных поверхностях в случаях, когда пломбы должны соответствовать эстетическим требованиям. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	112шт.

2	Стеклоиномерный цемент Filling I или аналог	1 Стеклоиномерный цемент. 2 Применение: 1Реставрация сменяемых зубов. 2Реставрация полостей класса III, V и ограниченное применение при полостях класса I. 3Базовые прокладки под композит и амальгаму. 4Построение культи зуба. 3Форма выпуска: порошок + жидкость.	1402шт.
3	Раствор гипохлорида натрия для антисептической обработки корневых каналов	1Применяется для обработки корневых каналов в процессе подготовки их к пломбированию.	471шт.
4	Жидкости стоматологические: жидкость для очистки мелких стоматологических алмазных инструментов (жидкость)	1 Предназначена для очистки мелких стоматологических алмазных инструментов. 2Форма выпуска: флакон с жидкостью.	182шт.
5	Материал прокладочный CalciSol LC или аналог	1 Светоотверждаемый, рентгеноконтрастный однокомпонентный материал, содержащий гидроокись кальция. 2 Применение: 1 Непрямое покрытие пульпы.	139 шт.

		2 Прокладка под все пломбировочные материалы.	
6	Эластомерный слепочный материал Perfit Light Body или аналог	1 Эластомерный слепочный материал для снятия слепков в стоматологии.	10 шт.
7	Цемент стеклоиномерный рентгеноконтрастный самоотверждаемый для реставраций ProGlass Two или аналог	1 Рентгеноконтрастный, самоотверждаемый стеклоиномерный реставрационный материал. 2 Предназначен для прямой реставрации в процессе терапии кариеса зубов. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	143 шт.
8	Цемент стеклоиномерный рентгеноконтрастный пакуемый самоотверждаемый для реставраций ProGlass Nine или аналог	1 Рентгеноконтрастный, компактный стеклоиномерный реставрационный цемент. 2 Предназначен для прямой реставрации в процессе терапии кариеса зубов. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	133 шт.
9	Триоксидент или аналог	1 Стоматологический водозатворимый материал для ретроградного пломбирования и исправления дефектов корневых каналов зубов.	233 шт.
10	Стеклоиномерный цемент Luting I или аналог	1 Стеклоиномерный цемент. 2 Применение: 1 Цементирование металлических вкладок, накладок, коронок и мостов. 2 Цементирование всех высокопрочных (на основе диоксида циркония) керамических коронок и	870 шт.

		мостов. 3Цементирование штифтов и винтов из металла или высокопрочной керамики. 4Цементирование ортодонтических полосок. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	
11	Материал композитный универсальный ProFil или аналог	1 Стоматологический реставрационный материал. 2 Применение: 1 Цементирование или фиксация реставрационных конструкций или стоматологических реставрационных материалов прямым способом в процессе терапии кариеса или установки виниров.	284шт.
12	Двухкомпонентная защитная подкладка на основе гидроксида кальция «Кальципупульгин» или аналог	1 Двухкомпонентная защитная подкладка на основе гидроксида кальция. 2Применяется как защитная прокладка в случаях прямого и непрямого покрытия пульпы и изоляции полости зуба от материалов для пломбирования.	210шт.
13	Материал стоматологический подкладочный Кальцевит паста или аналог	1 Материал стоматологический кальцийсодержащий подкладочный рентгеноконтрастный. 2Применяется в качестве лечебной прокладки для непрямого и прямого покрытия пульпы при	196шт.

		лечения глубокого кариеса и обратимых форм пульпитов зубов биологическим методом (с сохранением жизнеспособности корневой пульпы).	
14	Материал стоматологический подкладочный Кальцесил (паста/паста) или аналог	1 Материал стоматологический подкладочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный химического отверждения. 2 Применяется в качестве лечебной подкладки для прямого и непрямого покрытия пульпы зуба. 3 В качестве лечебной кальцийсодержащей повязки при консервативном методе лечения обратимых форм пульпита.	226 шт.
15	Жидкости стоматологические: жидкость для очистки мелких стоматологических алмазных инструментов (концентрат)	1 Применяется для очистки мелких стоматологических алмазных инструментов. 2 Форма выпуска: флакон с концентратом.	78 шт.

Согласовано:

Главный внештатный специалист по стоматологии

 А.В.Шейда