

Приложение 1
к заявке на закупку медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки:

Реагенты для автоматического биохимического анализатора «BioSystems A-25» производства Испания

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Показатели (характеристики)	Количество	
1.	Набор реагентов для определения общего белка	1. принцип метода — колориметрический фотометрический тест, конечная точка 2. предел линейности: не менее 150г/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 60 дней. 4. предпочтительно реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5. при отсутствии расфасовки реагента во флаконы для прямой установки на борт анализатора, предоставить флаконы для прямой установки на борт. 6. методика на реагенты от фирмы производителя на русском языке. 7. адаптационная методика для анализатора серии A-25	400 тестов	
2.	Набор реагентов для определения альбумина	1. принцип метода — колориметрический фотометрический тест, конечная точка 2. диапазон линейности не менее 70г/л. 3. стабильность на борту анализатора не менее 60 дней. 4. предпочтительно реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5. при отсутствии расфасовки реагента во флаконы для прямой установки на борт анализатора, предоставить флаконы для прямой установки на борт. 6. методика на реагенты от фирмы производителя на русском языке. 7. адаптационная методика для анализатора серии A-25	167 тестов	
3.	Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом	1. принцип метода — УФ кинетический; 2. предел линейности: не менее 42 ммоль/л. 3. стабильность на борту анализатора не менее 30 дней. 4. предпочтительно реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5. при отсутствии расфасовки реагента во флаконы для прямой установки на борт анализатора, предоставить флаконы для прямой установки на борт 6. методика на реагенты от фирмы производителя на русском языке. 7. адаптационная методика для анализатора серии A-25	400 тестов	

4.	Набор реагентов для определения креатинина	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест (метод Яффе); 2. диапазон линейности: не менее 1768 мкмоль/л. 3. стабильность на борту анализатора не менее 14 дней. 4. предпочтительно реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5. при отсутствии расфасовки реагента во флаконы для прямой установки на борт анализатора, предоставить флаконы для прямой установки на борт 6. адаптационная методика для анализатора серии А-25, принцип метода -УФ кинетический 7. методика на реагенты от фирмы производителя на русском языке.	500 тестов	
5.	Набор реагентов для определения активности АСАТ	1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности: не менее 500 Е/л; 3. стабильность на борту анализатора не менее 14 дней. 4. предпочтительно реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5. при отсутствии расфасовки реагента во флаконы для прямой установки на борт анализатора, предоставить флаконы для прямой установки на борт. 6. методика на реагенты от фирмы производителя на русском языке. 7. адаптационная методика для анализатора серии А-25	480 тестов	
6.	Набор реагентов для определения активности АЛАТ	1. принцип метода – УФ кинетическое определение; 2. диапазон линейности: не менее 500 Е/л. 3. стабильность на борту анализатора не менее 14 дней. 4. предпочтительно реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5. при отсутствии расфасовки реагента во флаконы для прямой установки на борт анализатора, предоставить флаконы для прямой установки на борт. 6. методика на реагенты от фирмы производителя на русском языке. 7. адаптационная методика для анализатора серии А-25	480 тестов	
7.	Набор реагентов для определения глюкозы	1. принцип метода – конечная точка глюкозооксидаза 2. предел линейности: не менее 27 ммоль/л 3. стабильность на борту анализатора не менее 60 дней. 4. предпочтительно реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт 5. при отсутствии расфасовки реагента во флаконы для прямой установки на борт анализатора, предоставить флаконы для прямой установки на борт. 6. инструкция на реагенты от фирмы производителя на русском языке 7. адаптационная методика для анализатора серии А-25	666 тестов	

2. Технические требования:

Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Реагенты материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Испания автоматический биохимический анализатор « BioSystems A-25»

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора A-15, A-25 (BioSystems S.A., Испания) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций (при отсутствии расфасовки реагентов для прямой установки на борт предоставить флаконы для прямой установки на борт)

2.4 Инструкция по применению на русском языке;

2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов, контрольных и расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

3.2 товар должен быть новым, то есть товаром, который не был в употреблении, ремонте, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

