



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ НЦГБ

И.Г. Шеменкова

25.05 2026 г.

## Техническое задание

**Г. Дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды**

| № п/п | Наименование                                   | Кол-во, л |
|-------|------------------------------------------------|-----------|
| 1     | Дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды | 210       |

**1.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:**

1.1.1. Средство должно представлять собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового компонента, содержащего действующее вещество в рабочем растворе в виде глутарового альдегида не менее 2,0% и активатора, смешиваемых перед применением для получения рабочего активированного раствора.

1.1.2. Стабильность рабочих растворов средства должна сохраняться при активации в течение 28 суток, без активации в течение 14 суток, если его внешний вид не изменился.

1.1.3. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, тестировано на *M. terrae*), вирусов (в том числе вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, аденовирусов и пр.), грибов рода *Candida*, дерматофитов, а также спороцидной активностью.

1.1.4. Средство должно не портить обрабатываемые объекты, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, в том числе из алюминия и анодированного алюминия, не вызывать помутнения оптики и разрушения клеевых соединений.

1.1.5. Средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические (в т.ч. вращающихся) инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним; для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов, ручным и механизированным способом; для стерилизации медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические (в т.ч. вращающихся) инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним.

1.1.6. Средство должно быть разрешено к применению в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «Detro Wash», фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş. (Турция) для обработки гибких эндоскопов.

1.1.7. Средство должно быть укомплектовано индикаторными тест-полосками для экспресс-контроля пригодности средства для работы при многократном его использовании.

1.1.8. Базовый компонент должен быть расфасован в полимерных флаконах ёмкостью 5 литров; активатор - в полимерных флаконах по 0,1 л.

1.1.9. Срок годности средства должно быть не менее 24 месяцев;

1.1.10. Наличие документов, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РБ: сертификат соответствия ГОСТ РБ или Декларация соответствия; свидетельство о государственной регистрации; инструкция/методические указания на русском языке; Паспорт качества производителя на продукцию;

Главная медицинская сестра

УЗ НЦГБ

О.А. Славинская

Медицинская сестра (старшая)

централизованного эндоскопического отделения

М.С. Горбачева



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ НЦГБ

И.Г. Шеменкова

05 2026 г.

## Техническое задание

## Моющее средство, содержащее ферменты.

| № п/п | Наименование                          | Кол-во, л |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| 2     | Моющее средство, содержащее ферменты. | 240       |

**2.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:**

2.1.1. Средство должно содержать ферменты амилазу, протеазу, липазу и целлюлазу в качестве действующих веществ, а также технологические компоненты, включая ЧАС и неионогенные ПАВ; pH средства 6,0-8,0.

2.1.2. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании.

2.1.3. Рабочие растворы средства не должны быть агрессивны по отношению к конструкционным и декоративно-отделочным материалам из нержавеющей стали, сплавов алюминия и других металлов, никелированным покрытиям, лакокрасочным покрытиям, резинам, стеклу, керамике, дереву, пластмассам, козам натуральным и синтетическим, полимерным и другим материалам.

2.1.4. Срок годности рабочих растворов должен быть не более 24 часов.

2.1.5. Средство должно быть предназначено для использования в медицинских организациях для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты ручным способом; для предстерилизационной очистки хирургических и стоматологических инструментов механизированным (в том числе с применением ультразвука) способом; для предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способом; для окончательной очистки эндоскопов ручным и механизированным способом перед дезинфекцией высокого уровня (ДВУ).

2.1.6. Возможность использования рабочего раствора средства без дополнительного нагрева воды не менее 18° С.

2.1.7. Время замачивания при предстерилизационной/окончательной очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом, обеспечивающим оптимальную оборачиваемость инструментов не более 5 мин;

2.1.8. Средство должно быть разрешено к применению в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «DetroWash», фирмы DetroHealthcareKimyaSanayi A.Ş.(Турция) для обработки гибких эндоскопов.

2.1.9. Средство расфасовано в полиэтиленовые канистры вместимостью 5 л.

2.1.10. Срок годности средства составляет не менее 36 месяцев.

2.1.11. Наличие документов, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РБ: сертификат соответствия ГОСТ РБ или Декларация соответствия; свидетельство о государственной регистрации; инструкция/методические указания на русском языке; Паспорт качества производителя на продукцию;

Главная медицинская сестра

УЗ НЦГБ

О.А. Славинская

Медицинская сестра (старшая)

централизованного эндоскопического отделения

М.С.Горбачева