

Технические характеристики (описание)

Дезинфицирующее средство и активатор для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Forte) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция, активатор или аналог

I Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование изделия	Потребность
1.1	Дезинфицирующее средство и активатор для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Forte) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция или аналог	220 литров (44 шт)

2. Технические требования:

- 2.1. Форма выпуска- концентрат, представляющий собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового компонента- прозрачной жидкостью с характерным запахом и активатор, смешиваемых перед применением для получения рабочего активированного раствора;
- 2.2. Состав: действующие вещества- глутаровый альдегид не более и не менее 2,0%. Физико-химические показатели: pH 3,5-4,5; ПДК в воздухе рабочей зоны для глутарового альдегида составляет не более 5 мг/м.куб;
- 2.3. Жидкое средство применяется для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моечно-дезинфицирующих машинах-репроцессорах марки Detro Wash, Турция;
- 2.4. Рабочие растворы средства не должны портить обрабатываемые объекты, не вызывать коррозии металлов , в том числе из алюминия, не вызывать помутнение оптики и разрушать клеевых соединений;
- 2.5. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3-4 классу;
- 2.6. Возможность применения в присутствии людей;
- 2.7. Средство и его рабочие растворы не должны быть горючими.
- ~~2.8. Поставка транспортом поставщика по заявкам ежеквартально.~~
- ~~2.9. Обязательное наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ.~~

Разработчик технических требований:

Медицинская сестра (старшая)
эндоскопического отделения



О.Е. Корзюк

Врач-эндоскопист (заведующий)
эндоскопического отделения



Н.Г.Петрачкова

Технические характеристики (описание)

Дезинфицирующее средство и активатор для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Enzym) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция или аналог

1 Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование изделия	Потребность
1.1	Дезинфицирующее средство для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Enzym) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция или аналог	150 литров(30 шт)

2. Технические требования:

- 2.1. Форма выпуска- концентрат, представляющий собой прозрачную жидкость со слабым запахом.
- 2.2. Состав: действующие вещества- ферменты амилазу, протеазу, липазу и целлюлозу. Физико-химические показатели: рН 6,0-8,0, а также технологические компоненты, включая ЧАС и неионогенные ПАВ.
- 2.3. Жидкое средство применяется для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моечно-дезинфицирующих машинах-репроцессорах марки Detro Wash, Турция;
- 2.4. Рабочие растворы средства не должны портить обрабатываемые объекты, не вызывать коррозии металлов, в том числе из алюминия, не вызывать помутнение оптики и разрушать клеевых соединений;
- 2.5. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3-4 классу;
- 2.6. Возможность применения в присутствии людей;
- 2.7. Средство и его рабочие растворы не должны быть горючими.
- 2.8. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании.
- ~~2.9. Поставка транспортом поставщика по заявкам ежеквартально.~~
- ~~2.10. Наличие документов подтверждающих сертификат.~~

Разработчик технических требований:

Медицинская сестра (старшая)
эндоскопического отделения



О.Е.Корзюк

Врач-эндоскопист (заведующий)
эндоскопического отделения



Н.Г. Петрачкова