

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки:**

Аппарат магнитотерапевтический

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Стойка	шт.	1
1.3	Излучатель основной	шт.	4
1.4	Линейка излучающая гибкая	шт.	2
1.5	Излучатель оголовье	шт.	1
1.6	Излучатель локальный	шт.	1
1.7	Излучатель офтальмологический	шт.	1
1.8	Устройство сопряжения (разветвитель)	шт.	1
1.9	Столик-штатив	шт.	1
1.10	Штатив	шт.	2
	Комплект принадлежностей:		
1.11	Ручка	шт.	4
1.12	Держатель	шт.	2
1.13	Ремешок	шт.	4
1.14	Крепление катушечной группы	шт.	4
1.15	Крючок	шт.	2
1.16	Индикатор магнитного поля	шт.	1

Оборудование может быть доукомплектовано дополнительными элементами, необходимыми для полноценной работы.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Диапазон амплитудного значения индукции на поверхности излучателей	От 2 до 45 мТл
2.2	Диапазон частот следования импульсов	От 1 до 100 Гц
2.3	Амплитудное значение индукции, мТл:	

	Основной излучатель и линейка излучающая гибкая	
	- для типа магнитного поля «бегущее»	2–10 мТл; 10–25 мТл
	- для типа магнитного поля «неподвижное»	2–6 мТл
	Излучатель оголовье	
	- для типа магнитного поля «бегущее»	2–10 мТл; 10, 15 мТл
	- для типа магнитного поля «неподвижное»	2–6 мТл
	Излучатель офтальмологический	
	- для типа магнитного поля «бегущее»	4–10 мТл; 10–20 мТл
	- для типа магнитного поля «неподвижное»	4,6 мТл
	Излучатель локальный	2–10 мТл; 10–45 мТл
2.4	Частота следования импульсов магнитного поля устанавливается автоматически в соответствии с программой воздействия	Наличие
2.5	Время процедуры и паузы устанавливается автоматически в соответствии с программой воздействия, но может быть скорректировано	Наличие
2.6	Режим воздействия устанавливается автоматически в соответствии с программой воздействия	Наличие
2.7	Режимы воздействия для основного излучателя, линейки излучающей гибкой, локального излучателя и офтальмологического излучателя: непрерывный, прерывистый	Наличие
2.8	Режимы воздействия для излучателя «оголовье»: непрерывный, прерывистый, реверс	Наличие
2.9	Возможность проведения сеанса воздействия одновременно для двух пациентов	Наличие
2.10	Габаритные размеры блока управления (ДхШхВ), не более, мм	431 x 400 x 210
2.11	ЖК-дисплей	Наличие
2.12	Рабочее напряжение	220 В, 50 Гц
2.13	Потребляемая мощность	Не более 220 ВА

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно аукционным документам организатора.