

1001

Приложение 1

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Ед.измерения	К-во
1	Химические индикаторы для низкотемпературной плазменной стерилизации	штука	23000

2. Технические требования:

1. Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе – универсальные.
2. Бумажная полоска с нанесенным химическим веществом и обязательным наличием эталонного цвета.
3. Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации.
4. Изменение и достижение контрастного эталонного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени.
5. Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
6. Остаточный срок годности не менее 60% от заявленного.

1002

Приложение 2

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Ед.измерения	К-во
1	Кассета со стерилизующим агентом для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP	штука	150

2. Технические требования:

1. Кассета со стерилизующим агентом для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP.
2. В кассете капсулы с жидкой перекисью водорода, используемая для стерилизации стерилизуемых материалов (одноразового использования).

1003

Приложение 3

1. Состав (комплектация):

№	Наименование	Ед.измерения	К-во
1	Рулоны упаковочного материала для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP	штук	62

2. Технические требования:

1. Рулон для плазменной стерилизации должен быть упаковочный, плоский, предназначенный для плазменной стерилизации.
2. Материал рулона: многослойная пленка – прозрачная одна сторона и специальный нетканый материал типа TYVEK либо аналог другая сторона.
3. Должна быть возможность использования и применение рулона в плазменном стерилизаторе (плазма H₂O₂).
4. На (непрозрачной) бумажной стороне должна быть нанесена следующая информация:
- производитель или торговая марка,

- должен быть нанесен химический индикатор контроля стерилизации в плазменном стерилизаторе (плазма H₂O₂) с указанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.

4.Необходимые размеры и количества:

200 ±5 мм*100 - 200м – 20 шт.

350 ±5 мм*70-100м – 10 шт.

400 мм*70-100м – 16 шт.

500 мм*70-100м – 16 шт.

5.Остаточный срок годности не менее 60% от заявленного.

Приложение 41

Лист 4

1.Состав (комплектация):

№	Наименование	Ед.измерения	К-во
1	Биологический индикатор для контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода для использования в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP	штука	120

2.Технические требования:

1.Индикатор биологический для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе должен представлять собой пластиковую пробирку со стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными спорами бактерий *Bacillus stearothermophilus* – не менее $1,0 \cdot 10^6$

Должна быть возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP

2. Остаточный срок годности не менее 60% от заявленного.