

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Тест Бови-Дик одноразовый для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Состав	Количество, шт.
ЛОТ №1 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 134°C 3.Время стерилизации 3,5 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	8760
ЛОТ №2 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 121°C 3.Время стерилизации 15 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	798
ЛОТ №3 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 121°C 3.Время стерилизации 20 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	774
ЛОТ №4 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 120°C 3.Время стерилизации 45 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	1794
ЛОТ №5 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 132°C 3.Время стерилизации 20 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	5352
ЛОТ №6 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 134°C 3.Время стерилизации 5 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	5844
ЛОТ №7 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 120°C 3.Время стерилизации 25 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	162
ЛОТ №8 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 134°C 3.Время стерилизации 7 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	132
ЛОТ №9 Тест Бови-Дик одноразовый	1.Для контроля паровой стерилизации 2.Температура стерилизации 132°C 3.Время стерилизации не менее 10 мин. 4.Единоновременное выполнение пунктов 2 и 3	816

2. Технические требования:

ЛОТ №1-9.

Тест Бови-Дик одноразовый

- 2.1. Предназначен для испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаление воздуха из стерилизационной камеры.
- 2.2. Однократного применения.
- 2.3. Соответствие не менее чем 2 классу.
- 2.4. Представляет собой многослойный пакет из бумажной загрузки с индикаторным листом в центре.
- 2.5. Четкий цветовой переход от начального к конечному
- 2.6. Тест и входящие в его состав компоненты не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.