



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ НЦГБ

И.Г. Шеменкова

25.05.2026 г.

Техническое задание

Г. Дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
1	Дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды	210

1.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

1.1.1. Средство должно представлять собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового компонента, содержащего действующее вещество в рабочем растворе в виде глутарового альдегида не менее 2,0% и активатора, смешиваемых перед применением для получения рабочего активированного раствора.

1.1.2. Стабильность рабочих растворов средства должна сохраняться при активации в течение 28 суток, без активации в течение 14 суток, если его внешний вид не изменился.

1.1.3. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (в том числе возбудителей туберкулеза, тестировано на *M. terrae*), вирусов (в том числе вирусов полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, аденовирусов и пр.), грибов рода *Candida*, дерматофитов, а также спороцидной активностью.

1.1.4. Средство должно не портить обрабатываемые объекты, не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов, в том числе из алюминия и анодированного алюминия, не вызывать помутнения оптики и разрушения клеевых соединений.

1.1.5. Средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические (в т.ч. вращающихся) инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним; для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов, ручным и механизированным способом; для стерилизации медицинских изделий из различных материалов, включая хирургические, стоматологические (в т.ч. вращающихся) инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним.

1.1.6. Средство должно быть разрешено к применению в автоматических моеще-дезинфицирующих машинах - репроцессорах «Detro Wash», фирмы Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş (Турция) для обработки гибких эндоскопов.

1.1.7. Средство должно быть укомплектовано индикаторными тест-полосками для экспресс-контроля пригодности средства для работы при многократном его использовании.

1.1.8. Базовый компонент должен быть расфасован в полимерных флаконах ёмкостью 5 литров; активатор - в полимерных флаконах по 0,1 л.

1.1.9. Срок годности средства должно быть не менее 24 месяцев;

1.1.10. Наличие документов, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РБ: сертификат соответствия ГОСТ РБ или Декларация соответствия; свидетельство о государственной регистрации; инструкция/методические указания на русском языке; Паспорт качества производителя на продукцию;

Главная медицинская сестра

УЗ НЦГБ

О.А. Славинская

Медицинская сестра (старшая)

централизованного эндоскопического отделения

М.С. Горбачева