

БелМТ №462/26
лоты 1-20

Приложение 1

Лот № 1 Стенты периферические баллонрасширяемые									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
21.1.	Стенты периферические баллонрасширяемые, длина shaft 70-80 см	7,0 x 20мм	0	10	0	2	5	0	17
21.2.	-«-	7,0 x 30 мм	0	10	0	2	5	0	17
21.3.	-«-	7,0 x 40 мм	0	20	0	2	5	0	27
21.4.	-«-	7,0 x 60 мм	0	10	0	2	10	0	22
21.5.	-«-	8,0 x 20 мм	0	10	0	2	5	0	17
21.6.	-«-	8,0 x 30 мм	0	10	5	2	5	0	22
21.7.	-«-	8,0 x 40 мм	0	40	20	2	5	0	67

21.8.	-«-	8,0 x 60 мм	0	50	20	2	10	0	82
21.9.	-«-	9,0 x 20 мм	0	10	10	2	5	0	27
21.10	-«-	9.0x40 мм	0	50	40	2	5	0	97
21.11	-«-	9.0x60 мм	0	60	20	2	10	0	92
21.12	-«-	10.0x20 мм	0	5	10	2	5	0	22
21.13.	-«-	10x40 мм	0	50	20	2	10	0	82
21.14	Стенты периферические баллонрасширяемые, длина shaft от 135 см	7,0 x 20мм	0	5	5	2	5	2	19
21.15	-«-	7,0 x 30 мм	0	5	5	2	5	2	19
21.16	-«-	7,0 x 40 мм	0	15	5	2	5	2	29
21.17	-«-	7,0 x 60 мм	0	15	5	2	10	2	34
21.18	-«-	8,0 x 20 мм	0	5	10	2	5	4	26
21.19	-«-	8,0 x 30 мм	0	5	10	2	5	4	26
21.20	-«-	8,0 x 40 мм	0	20	40	2	5	4	71
21.21	-«-	8,0 x 60 мм	0	60	20	2	10	4	96
21.22	-«-	9,0 x 20 мм	0	5	20	2	5	4	36
21.23	-«-	9.0x40 мм	0	60	40	2	5	4	111
21.24	-«-	9.0x60 мм	0	60	20	2	10	4	96
21.25	-«-	10.0x20 мм	0	5	10	2	5	4	26

21.26	-«-	10x40 мм	0	60	20	2	10	4	96
			0	655	355	52	170	44	1276

Технические требования:

1. Совместимость с проводником 0,035".
2. Совместимость всех диаметров с интродьюсером 6F

Примечание:

- По длине стента допускается отклонение ± 5 мм от указанной в техническом задании.

Лот № 2' Стенты периферические самораскрывающиеся при сложном характере поражения. ОТВ.									
	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
22.1.	Стенты саморасширяемые периферические	6,0 x 40 мм	0	2	10	2	5	0	19
22.2.	-«-	6,0 x 60 мм	0	2	10	2	5	0	19
22.3.	-«-	6,0 x 80 мм	0	2	10	2	5	0	19
22.4.	-«-	6,0 x 100-120 мм	0	20	50	2	5	2	79
22.5.	-«-	6,0 x 130-150 мм	0	20	50	2	5	2	79
22.6.	-«-	7,0 x 60 мм	0	10	20	2	5	0	37
22.7.	-«-	7,0 x 80 мм	0	10	20	2	5	0	37
22.8.	-«-	7,0 x 100-120 мм	0	10	50	2	5	2	69
22.9.	-«-	7,0 x 130-150 мм	0	5	50	2	5	2	64
22.10	-«-	8,0 x 60 мм	0	15	20	2	5	2	44
22.11	-«-	8,0 x 80 мм	0	5	30	2	5	2	44
22.12	-«-	8,0 x 100-120 мм	0	5	40	2	5	2	54

	0	106	360	24	60	14	564
--	---	-----	-----	----	----	----	-----

Технические требования:

1. Система доставки от 130 см (допускается отклонение ± 5 мм), монорельсовая
2. Установка в феморальную и подколенную артерии должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению

Лот № 3 Стенты самораскрывающиеся для стентирования артериальной и венозной системы									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
23.1.	Стенты периферические самораскрывающиеся	16x30 мм	0	0	5	0	2	0	7
23.2.	-«-	16x40 мм	0	0	5	0	2	0	7
23.3.	-«-	16x60 мм	0	0	5	0	2	0	7
23.4.	-«-	16x80 мм	0	0	5	0	2	0	7
23.5.	-«-	16x100 мм	0	0	5	0	2	0	7
23.6.	-«-	18x30 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.7.	-«-	18x40 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.8.	-«-	18x60 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.9.	-«-	18x80 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.10.	-«-	18x100 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.11.	-«-	20x30 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.12.	-«-	20x40 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.13.	-«-	20x60 мм	0	0	2	0	2	0	4

23.14.	-«-	20x80 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.15.	-«-	20x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.16.	-«-	22x30 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.17.	-«-	22x40 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.18.	-«-	22x60 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.19.	-«-	22x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.20.	-«-	22x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.21.	-«-	24x30 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.22.	-«-	24x40 мм	0	0	2	0	2	0	4
23.23.	-«-	24x60 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.24.	-«-	24x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.25.	-«-	24x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.26.	-«-	26x30 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.27.	-«-	26x40 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.28.	-«-	26x60 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.29.	-«-	26x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.30.	-«-	26x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.31.	-«-	28x30 мм	0	0	0	0	2	0	2

23.32.	-«-	28x40 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.33.	-«-	28x60 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.34.	-«-	28x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.35.	-«-	28x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.36.	-«-	30x40 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.37.	-«-	30x60 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.38.	-«-	30x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.39.	-«-	30x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.40.	-«-	32x40 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.41.	-«-	32x60 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.42.	-«-	32x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.43.	-«-	32x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.44.	-«-	34x40 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.45.	-«-	34x60 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.46.	-«-	34x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.47.	-«-	34x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.48.	-«-	36x40 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.49.	-«-	36x60 мм	0	0	0	0	2	0	2

23.50.	-«-	36x80 мм	0	0	0	0	2	0	2
23.51.	-«-	36x100 мм	0	0	0	0	2	0	2
			0	0	53	0	102	0	155

Технические требования:

1. Возможность установки в венозную и артериальную систему должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению.
2. Возможность установки в аорту при ее расслоении так же должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента.
3. Дизайн закрытой ячейки изготовления стента.
4. Система доставки совместима с интродьюсером не более 10F.
5. Допускается отклонение по длине +/- 5 мм

Лот № 4 Стенты самораскрывающиеся для стентирования подвздошных вен.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПШ	БСМП	ИТОГО
24.1.	Стенты нитиноловые самораскрывающиеся	14x80 мм	0	0	10	1	6	0	17
24.2.	-«-	14x100 мм	0	0	10	1	6	0	17
24.3.	-«-	14x150 мм	0	0	5	1	6	0	12
24.4.	-«-	16x80 мм	0	0	5	1	6	0	12
24.5.	-«-	16x100 мм	0	0	5	1	6	0	12
24.6.	-«-	16x150 мм	0	0	5	1	6	0	12
24.7.	-«-	18x100 мм	0	0	0	1	6	0	7
			0	0	40	7	42	0	89

Технические требования:

1. Возможность установки в венозную систему должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению

- стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению.
2. Возможность релозиционирования дистальной части стента при позиционировании в области бифуркации нижней полой вены (НПВ).
 3. Скошенная корона стента для адаптации к анатомии бифуркации НПВ.
 4. Система доставки совместима с интродьюсером не более 10F.
 5. Допускается отклонение по длине +/- 10 мм

Лот № 5 Стенты самораскрывающиеся для стентирования глубоких вен ног.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
25.1.	Стенты нитиноловые самораскрывающиеся	10x60 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.2.	«»	10x80 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.3.	«»	10x100 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.4.	«»	10x120 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.5.	«»	10x150 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.6.	«»	12x60 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.7.	«»	12x80 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.8.	«»	12x100 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.9.	«»	12x120 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.10.	«»	12x150 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.11.	«»	14x60 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.12.	«»	14x80 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.13.	«»	14x100 мм	0	0	5	1	4	0	10

25.14	-«-	14x120 мм	0	0	5	1	4	0	10
25.15	-«-	14x150 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.16	-«-	16x60 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.17	-«-	16x80 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.18	-«-	16x100 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.19	-«-	16x120 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.20	-«-	16x150 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.21	-«-	18x60 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.22	-«-	18x80 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.23	-«-	18x100 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.24	-«-	18x120 мм	0	0	0	1	4	0	5
25.25	-«-	18x150 мм	0	0	0	1	4	0	5
			0	0	70	25	100	0	195

Технические требования:

1. Возможность установки в венозную систему должна быть указана в показаниях в официальной инструкции по применению стента. Оригинальная инструкция по применению стента должна прилагаться к коммерческому предложению.
2. Возможность установки при посттромбофлебитическом синдроме, тромбозе глубоких вен должна быть указана в инструкции.
3. Система доставки совместима с интродьюсером не более 10F.
4. Допускается отклонение по длине +/- 10 мм

Лот № 6 Стент-графт периферический баллононашиваемый

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
---	--------------	--------	-------	-------	-------	--------	------	------	-------

26.1.	Стент – графт периферический, система доставки OTW длиной от 120 см	5 x 18 мм	0	2	2	0	3	2	9
26.2.	-«-	5 x 22 мм	0	2	2	0	3	2	9
26.3.	-«-	5 x 38 мм	0	2	2	1	3	0	8
26.4.	-«-	5 x 58 мм	0	2	2	1	3	2	10
26.5.	-«-	6 x 18 мм	0	2	2	0	3	2	9
26.6.	-«-	6 x 22 мм	0	2	2	0	3	2	9
26.7.	-«-	6 x 38 мм	0	2	2	1	3	2	10
26.8.	-«-	6 x 58 мм	0	2	2	1	3	0	8
26.9.	-«-	7 x 18 мм	0	2	2	0	3	2	9
26.10.	-«-	7 x 23 мм	0	2	2	0	3	2	9
26.11.	-«-	7 x 37 мм	0	2	2	1	3	2	10
26.12.	-«-	7 x 57 мм	0	0	2	1	3	0	6
26.13.	-«-	8 x 27 мм	0	5	2	0	3	2	12
26.14.	-«-	8 x 37 мм	0	5	2	1	3	2	13
26.15.	-«-	8 x 57 мм	0	5	2	1	3	0	11
26.16.	-«-	9 x 27мм	0	5	2	0	3	2	12
26.17.	-«-	9 x 37мм	0	5	2	1	3	2	13
26.18.	-«-	9 x 57 мм	0	5	2	1	3	0	11

26.19.	-«-	10 x 37 мм	0	5	2	0	3	2	12
26.20.	-«-	10 x 57 мм	0	5	2	0	3	0	10
			0	62	40	10	60	28	200

Технические требования:

1. По длине стент-графта допускается отклонение ± 3 мм
2. Материал стента – кобальт-хром, материал покрытия – ePTFE, 100% площади
3. Совместимость с интродьюсером не более 6F для устройств номиналом до 8 мм, 7F – свыше 8 мм.

Лот № 17 Стент-графт периферический баллонорасширяемый с повышенной радиальной устойчивостью.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
27.1.	Стент – графт периферический, система доставки OTW, длиной от 120 см	5 x 28 мм	0	0	2	0	3	2	7
27.2.	-«-	5 x 38 мм	0	0	2	0	3	0	5
27.3.	-«-	5 x 58 мм	0	0	2	0	3	0	5
27.4.	-«-	6 x 28 мм	0	0	2	0	3	2	7
27.5.	-«-	6 x 38 мм	0	0	2	0	3	2	7
27.6.	-«-	6 x 58 мм	0	0	2	0	3	0	5
27.7.	-«-	7 x 27 мм	0	0	2	0	3	2	7
27.8.	-«-	7 x 37 мм	0	0	2	0	3	2	7
27.9.	-«-	7 x 57 мм	0	0	2	0	3	0	5
27.10.	-«-	8 x 27 мм	0	2	2	0	3	2	9
27.11.	-«-	8 x 37 мм	0	2	2	0	3	2	9

27.12.	-«-	8 x 57 мм	0	2	2	0	3	0	7
27.13.	-«-	9 x 27 мм	0	2	2	0	3	2	9
27.14.	-«-	9 x 37 мм	0	2	2	0	3	2	9
27.15.	-«-	9 x 57 мм	0	2	2	0	3	0	7
27.16.	-«-	10 x 27 мм	0	0	2	0	3	2	7
27.17.	-«-	10 x 37 мм	0	2	2	0	3	2	9
27.18.	-«-	10 x 57 мм	0	2	2	0	3	0	7
			0	16	36	0	54	22	128

Технические требования:

1. Дизайн стент-графта: сэндвич – двойной стент с покрытиями между стентами и на внешней стороне стента
2. По длине стент-графта допускается отклонение ± 2 мм
3. Материал стента – кобальт-хром, материал покрытия – ePTFE, 100% площади

Лот № 8 Стент–графт периферический баллонорасширяемый для подвздошного сегмента и аорты.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
28.1.	Стент – графт периферический, система доставки OTW, длиной от 120 см	12 x 39 мм	0	3	2	0	2	0	7
28.2.	-«-	12 x 59 мм	0	3	2	0	2	0	7
28.3.	-«-	14 x 39 мм	0	3	2	0	2	0	7
28.4.	-«-	14 x 59 мм	0	3	2	0	2	0	7
28.5.	-«-	16 x 37 мм	0	2	2	0	2	0	6
28.6.	-«-	16 x 48 мм	0	2	2	0	2	0	6

28.7.	-«-	18 x 38 мм	0	2	0	0	2	0	4
28.8.	-«-	18 x 48 мм	0	2	0	0	2	0	4
28.9.	-«-	20 x 37 мм	0	1	0	0	2	0	3
28.10.	-«-	20 x 48 мм	0	1	0	0	2	0	3
28.11.	-«-	22 x 37 мм	0	1	0	0	2	0	3
28.12.	-«-	22 x 48мм	0	1	0	0	2	0	3
28.13.	-«-	24 x 37 мм	0	1	0	0	2	0	3
28.14.	-«-	24 x 48 мм	0	1	0	0	2	0	3
			0	26	12	0	28	0	66

Технические требования:

1. Материал стента - кобальт-хром
2. Материал покрытия – ePTFE, 100% площади для всех типоразмеров
3. Совместимость с интродьюсером: 9F для Ø 12 мм, 11F для Ø 14-16 мм, 14F для Ø 18-24 мм
4. МАХ диаметр после постдилатации соответствующим баллонным катетером: для 12, 14 мм - 20 мм, для 16, 18 мм - 24 мм, для 20, 22, 24 мм – 30 мм

Лот № 9 Стент-графт периферический саморасширяющийся.									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
29.1.	Стент – графт периферический само-расширяющийся	6 x 30мм	0	0	1	0	3	0	4
29.2.	-«-	6 x 45мм	0	0	2	1	3	0	6
29.3.	-«-	6 x 75мм	0	0	2	0	3	0	5
29.4.	-«-	7 x 30мм	0	0	1	0	3	2	6

29.5.	-«-	7 x 45мм	0	0	2	1	3	2	8
29.6.	-«-	7 x 75мм	0	0	2	0	3	0	5
29.7.	-«-	8 x 30мм	0	0	1	0	3	2	6
29.8.	-«-	8 x 45мм	0	2	2	1	3	2	10
29.9.	-«-	8 x 75мм	0	2	2	0	3	0	7
29.10.	-«-	9 x 30мм	0	0	1	0	3	2	6
29.11.	-«-	9 x 45мм	0	2	2	1	3	2	10
29.12.	-«-	9 x 75мм	0	2	2	0	3	0	7
29.13.	-«-	10 x 30мм	0	0	1	0	3	2	6
29.14.	-«-	10 x 45мм	0	2	2	1	3	2	10
29.15.	-«-	10 x 75мм	0	2	2	0	3	0	7
29.16.	-«-	12 x 30мм	0	0	1	0	3	0	4
29.17.	-«-	12 x 45мм	0	2	2	1	3	0	8
29.18.	-«-	12 x 75мм	0	3	1	0	3	0	7
29.19.	-«-	14 x 45мм	0	2	2	1	3	0	8
29.20.	-«-	14 x 75мм	0	0	1	0	3	0	4
			0	19	32	7	60	16	134

Технические требования:

1. По длине стент-графта допускается отклонение ± 5 мм
2. По диаметру стент-графта допускается отклонение ± 0.5 мм

Лот № 40 Аортальный линейный стент-графт

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
30.1.	Аортальный линейный стент-графт, включая конусные модификации		0	5	0	5	25	0	35

Технические требования:

1. Параметры стент-графта и сроки его поставки определяются под конкретного пациента.
2. В конкурсных документах должна быть указана вся линейка графтов, доступных к заказу.
3. Проведение необходимых расчетов параметров изделий специалистами компании.
4. Профиль системы доставки не более 20 Fг
5. В комплект поставки должны входить: баллон для моделирования стент-графта – 1 штука.
6. Срок поставки не более 75 дней с момента согласования размеров стент-графта с заказчиком.

Лот № 41 Браншированный стент-графт для грудного отдела аорты.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
31.1.	Браншированный аортальный стент-графт		0	0	0	0	5	0	5

Технические требования:

1. Параметры стент-графта и сроки его поставки определяются под конкретного пациента.
2. В конкурсных документах должна быть указана вся линейка графтов, доступных к заказу.
3. Проведение необходимых расчетов параметров изделий специалистами компании.
4. Профиль системы доставки не более 24 Fг
5. В комплект поставки должны входить: баллон для моделирования стент-графта – 1 штука.
6. Срок поставки не более 75 дней с момента согласования размеров стент-графта с заказчиком.

Лот № 42 Аортальный бифуркационный стент-графт для протезирования инфрапелвального отдела аорты.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
32.1.	Бифуркационный сегмент, контрлатеральная ножка, удлиняющий сегмент (обязательное наличие ипсилатерального, ортоунилиака и аортального удлиняющего компонентов в зависимости от конструкции графта)		0	50	0	10	20	0	80

Технические требования:

1. Профиль доставки бифуркационного сегмента не более 16 Fr, подвздошного сегмента не более 12 Fr.
2. Возможность поставки минимального комплекта для одного пациента не более чем из 2х компонентов
3. Проведение специалистами компании необходимых расчетов параметров стент-графтов под конкретного пациента.
4. В комплект поставки должен входить: баллон для моделирования стент-графта – 1 штука.

Лот № 43 Дополнительный контрлатеральный сегмент для аортального бифуркационного стент-графта для протезирования инфраренального отдела аорты

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
33.1.	Контрлатеральный сегмент для аортального бифуркационного стент-графта для протезирования инфраренального отдела аорты		0	15	0	5	10	0	30

Технические требования:

1. Размер дополнительного контрлатерального сегмента будет определен в зависимости от конструкции стент-графта.
2. Профиль доставки не более 12 Fr
3. Проведение специалистами компании необходимых расчетов параметров стент-графтов (размера и количества контрлатеральных сегментов) под конкретного пациент.

Лот № 44 Система для фиксации брюшных эндоваскулярных графтов.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
34.1.	Система для фиксации брюшных эндоваскулярных стент-графтов при короткой ангулированной шейке		0	5	0	0	5	0	10

Технические требования:

1. В комплект поставки должен входить: управляемый доставочный катетер – 1 шт., аппликатор для фиксирующих якорей – 1 шт., кассета с фиксирующими якорями – 1 шт.

Лот № 45 Периферический поддерживающий катетер прямой.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
35.1.	Периферический катетер для направления и поддержки проводника 0.035 inch	Прямой, 65см	0	30	50	10	10	0	100

35.2.	-«-	Прямой, 90см	0	100	100	10	10	0	220
35.3.	-«-	Прямой, 135см	0	50	100	10	10	0	170
35.4.	-«-	Прямой, 150см	0	30	50	10	10	0	100
35.5.	Периферический катетер для направления и поддержки проводника 0.018 inch	Прямой, 65см	0	20	50	10	10	0	90
35.6.	-«-	Прямой, 90см	0	20	50	10	10	0	90
35.7.	-«-	Прямой, 135см	0	20	20	10	10	0	60
35.8.	-«-	Прямой, 150см	0	20	20	10	10	0	60
			0	290	440	80	80	0	890

Технические требования:

1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части катетера.
2. Совместимость с интродьюсером 4 Fr.

Лот № 6 Периферический поддерживающий катетер ангулированный.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
36.1.	Периферический катетер направления и поддержки проводника 0.035 inch	ангулированный, 65см	0	30	30	30	10	0	100
36.2.	-«-	ангулированный, 90см	0	50	30	30	10	0	120
36.3.	-«-	ангулированный, 135см	0	30	20	10	10	0	70
36.4.	-«-	ангулированный, 150см	0	30	20	10	10	0	70
36.5.	Периферический катетер направления и поддержки проводника 0.018 inch	ангулированный, 65см	0	30	30	30	10	0	100

36.6.	-«-	ангулированный, 90см	0	50	30	30	10	0	120
36.7.	-«-	ангулированный, 135см	0	30	20	10	10	0	70
36.8.	-«-	ангулированный, 150см	0	30	10	10	10	0	60
			0	280	190	160	80	0	710

Технические требования:

1. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части катетера.
2. Совместимость с интродьюсером 4 Fr.

Лот № 7 Кава-фильтры удаляемые

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
37.1.	Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), удаляемый.		1	5	20	2	10	2	40

Технические требования:

1. Материал фильтра – нитинол. Дизайн – матричный (без сочленений), два уровня фильтрации, самоцентрирующийся.
2. Крючки для фиксации к стенке полой вены; двунаправленные, для предотвращения как проксимальной, так и дистальной миграции.
3. Наличие крючка на одном из полюсов фильтра для его удаления.
4. ЯМР-совместимость – отсутствие "наводок" и "помех" при проведении ЯМР-исследований.
5. Система доставки 6-8 Fr, с дистальным рентгеноконтрастным маркером.
6. Возможность осуществление имплантации через различные доступы: феморальный, югулярный.

Лот № 8 Катетер для атерэктомии и тромбэктомии.

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
38.1.	Катетер для атерэктомии и тромбэктомии в комплекте с мешком для сбора материала, инфузионной и аспирационной трубкой, модулем циркуляции, модулем управления и разъемом для подклю-	Диаметр кончика 3,0 мм, длина 135 см	0	20	20	0	10	0	50

	ния к консоли								
38.2.	-«-	Диаметр кончика 3,4 мм, длина 120 см	0	20	20	0	10	0	50
38.3.	-«-	Диаметр кончика 1,6 мм, длина 145 см	0	10	10	0	10	0	30
38.4.	-«-	Диаметр кончика 1,85 мм, длина 145 см	0	10	10	0	10	0	30
38.5.	Проводник, совместимый с катетером	Не менее 300 см	0	60	60	0	40	0	160
			0	120	120	0	80	0	320

Технические требования:

1. Конструкция рабочей части катетера должна иметь режущие кромки на вращающемся шнеке для отделения и фрагментации тромбов и бляшек, возможность для аспирации удаленного биологического материала
2. Система доставки – OTW, совместимая с интродьюсером 7F
3. Проводник, совместимый с катетером для атеректомии и тромбэктомии длиной не менее 300 см и прямым кончиком

Лог № 49 Наборы для ротационной атеректомии, тромбэктомии, эмболэктомии									
№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	БСМП	ИТОГО
39.1.	Катетер с режущими кромками и вращающимся шнеком для атеректомии и тромбэктомии	135 см, 6Fr	0	0	0	20	2	0	22
39.2.	Катетер с режущими кромками и вращающимся шнеком для атеректомии и тромбэктомии	110 см, 8 Fr	0	20	0	20	2	0	42
39.3.	Катетер с режущими кромками и вращающимся шнеком для атеректомии и тромбэктомии	85 см, 10 Fr	0	20	0	0	2	0	22

	0	40	0	40	6	0	86
--	---	----	---	----	---	---	----

Технические требования:

1. Катетеры типа OTW, совместимые с проводниками 0,018-0,025".
2. Конструкция рабочей части катетера должна иметь режущие кромки для отделения и фрагментации тромбов и бляшек, а также шнековый конвейер для аспирации и транспортировки удаленного биологического материала.
3. Для электрической безопасности пациента работа катетера должна обеспечиваться бесконтактным магнитным приводом.
4. В набор при поставке должны входить проводник, совместимый с катетером данного размера, мешок для сбора биологического материала и стерильный чехол.

39.4.	Катетер с вращающимся шнеком для тромбэктомии и эмболэктомии	135 см, 6Fr	0	0	0	0	2	0	2
39.5.	Катетер с вращающимся шнеком для тромбэктомии и эмболэктомии	110 см, 8 Fr	0	5	0	5	2	0	12
39.6.	Катетер с вращающимся шнеком для тромбэктомии и эмболэктомии	110 см, 10 Fr	0	5	0	5	2	0	12
			0	10	0	10	6	0	26

Технические требования:

1. Катетеры типа OTW, совместимые с проводниками 0,018-0,025".
2. Конструкция рабочей части катетера должна иметь шнековый конвейер для аспирации и транспортировки удаленного биологического материала.
3. Для электрической безопасности пациента работа катетера должна обеспечиваться бесконтактным магнитным приводом.
4. В набор при поставке должны входить проводник, совместимый с катетером данного размера, мешок для сбора биологического материала и стерильный чехол.

Лот № 20 Система для выполнения коронарной и периферической орбитальной атерэктомии

№	Наименование	Модель	1 ГКБ	4 ГКБ	5 ГКБ	10 ГКБ	МНПЦ	ВСМП	ИТОГО
Материалы для выполнения коронарной орбитальной атерэктомии									
40.1.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтирована на систему доставки	Коронка 1,25мм	0	0	20	10	15	0	45
40.2.	Проводник, совместимый с системой доставки коронки	Нитиновый сердечник со стальной оплеткой, кончик 0,014", диаметр	0	0	20	10	15	0	45

		шафта проводника 0,012", tip load – 1.0 ± 10% гр., длина не менее 320см							
Материалы для выполнения периферической орбитальной атерэктомии									
40.3.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтирована на систему доставки	Коронка 1,25мм, длина не менее 1,5 мм	0	15	10	10	5	0	40
40.4.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтирована на систему доставки	Коронка 1,25мм, длина не менее 5мм	0	15	10	10	5	0	40
40.5.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтирована на систему доставки	Коронка 1,50мм, длина не менее 5мм	0	15	10	10	10	0	45
40.6.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтирована на систему доставки	Коронка 1,50мм, длина не менее 1,3 мм	0	10	10	10	10	0	40
40.7.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтирована на систему доставки	Коронка 2,00мм, длина не менее 7мм	0	40	10	10	10	0	70
40.8.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтирована на систему доставки	Коронка 2,00мм, длина не менее 1,3 мм	0	20	10	10	10	0	50
40.9.	Проводник, совместимый с системой доставки коронки	Стальной сердечник, диаметр кончика 0,014", диаметр shaft проводника 0,014", tip load – 10.0 ± 10% гр., Длина не менее 330см	0	60	60	60	40	0	220
40.10.	Проводник, совместимый с системой доставки коронки	Стальной сердечник, диаметр 0,014", диаметр shaft проводника 0,014", tip load – 2,5 ± 10% гр., длина	0	60	60	30	30	0	180

	не менее 330см							
		0	235	220	170	150	0	775

Технические требования:

1. На рукоятке системы доставки должен быть предусмотрен функционал продвижения бура по сосуду, регулировка частоты вращения коронки, а также кнопка промывки системы.
2. Длина системы не менее 140см
3. Совместимость с интродьюсером не более 6F
4. В комплект поставки должна входить помпа для подачи физраствора