

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBBY2X УНП 400052327

На № 10.07.2026 № 4-17/266
ад _____

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBBY2X УНП 400052327

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на **«Расходные материалы для стерилизатора плазменного SHINVA-PS-100XP»** (см. Приложение 1)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **14.07.2026г.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

«Расходные материалы для стерилизатора плазменного SHINVA-PS-100XP»

(исключение предметов государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования.

№ п/п	Наименование		Количество
Лот 1	Химические индикаторы для низкотемпературной плазменной стерилизации		20 000 шт.
Лот 2	Кассета со стерилизующим агентом для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA- PS-100XP		100 шт.
Лот 3	Рулоны упаковочного материала для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP	1. 200 ±5 мм х 100 – 200 м	10 шт.
		2. 350 ±5 мм х 70-100 м	10 шт.
		3. 400 ±5 мм х 70-100 м	10 шт.
		4. 500 ± 5 мм х 70-100м	10 шт.
Лот 4	Биологический индикатор для контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода для использования в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP		100 шт.
Лот 5	Пакеты для стерилизации с использованием паров перекиси водорода	1. Ширина не менее 150 мм, длинна не менее 250 мм	3 000 шт.
		2. Ширина не менее 150 мм, длинна не менее 280 мм	4 000 шт.
		3. Ширина не менее 200 мм, длинна не менее 280 мм	3 000 шт.
		4. Ширина не менее 230 мм, длинна не менее 280 мм	4 000 шт.
		5. Ширина не менее 250 мм, длинна не менее 480 мм	4 000 шт.
		6. Ширина не менее 350 мм, длинна не менее 500 мм	2 000 шт.
Лот 6	Лента самоклеящаяся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода с индикатором		30 шт.

2. Технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
Лот 1		
1	Химические индикаторы для низкотемпературной плазменной стерилизации	- Индикаторы химические для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе - универсальные. - Бумажная полоска с нанесенным химическим веществом и обязательным наличием эталонного цвета. - Обеспечение оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации. - Изменение и достижение контрастного эталонного цвета только в атмосфере

		стерилизующего агента (перекиси водорода) при воздействии определенной температуры в течении определенного времени. - Возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
2	Кассета со стерилизующим агентом для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA- PS-100XP	- Кассета со стерилизующим агентом для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP. - В кассете капсулы с жидкой перекисью водорода, использующаяся для стерилизации стерилизуемых материалов (одноразового использования).
3	Рулоны упаковочного материала для низкотемпературного плазменного стерилизатора SHINVA-PS-100XP 1. 200 ±5 мм x 100-200 м 2. 350 ±5 мм x 70-100 м 3. 400 ±5 мм x 70-100 м 4. 500 ±5 мм x 70-100м	- Рулон для плазменной стерилизации должен быть упаковочный, плоский, предназначенный для плазменной стерилизации. - Материал рулона: многослойная пленка, прозрачная одна сторона и специальный нетканый материал типа ТУУЕК либо аналог другая сторона. - Должна быть возможность использования и применение рулона в плазменном стерилизаторе (плазма Н202). - На (непрозрачной) бумажной стороне должна быть нанесена следующая информация: - производитель или торговая марка, - должен быть нанесен химический индикатор контроля стерилизации в плазменном стерилизаторе (плазма Н202) с указанием цвета, приобретаемого индикатором после стерилизации.
4	Биологический индикатор для контроля процесса стерилизации парами перекиси водорода для использования в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP	- Индикатор биологический для контроля качества процесса стерилизации парами перекиси водорода в низкотемпературной системе должен представлять собой пластиковую пробирку со стеклянной ампулой с питательной средой и высушенными спорами бактерий <i>Bacillus stearothermophilus</i> - не менее $1,0 \times 10^6$ - Должна быть возможность использования и применения в низкотемпературном плазменном стерилизаторе SHINVA-PS-100XP
5	Пакеты для стерилизации с использованием паров перекиси водорода 1. Ширина не менее 150 мм, длинна не менее 250 мм 2. Ширина не менее 150 мм, длинна не менее 280 мм 3. Ширина не менее 200 мм, длинна не менее 280 мм 4. Ширина не менее 230 мм, длинна не менее 280 мм 5. Ширина не менее 250 мм, длинна не менее 480 мм	- Изготовлен из нетканного материала, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и прозрачной многослойной пленки. - На внешней стороне пакетов должен быть нанесен индикатор 1 класса. - Одноразовые, самоклеящиеся.

		6. Ширина не менее 350 мм, длинна не менее 500 мм	
6	Лента самоклеящаяся для стерилизации с использованием паров перекиси водорода с индикатором		- Ширина не менее 25 мм. - Длина не менее 55 м. - Длинна рабочей части 90-150мм. - Самоклеящаяся. - Одноразовая.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на русском языке.