

MEDISPHERA

МЕДИСФЕРА

Иностранное торгово-сервисное  
унитарное предприятие

220068, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40, тел. 287-83-81, факс 287-80-03

|                                                                                                           |  |                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| ГУ «Республиканский клинический<br>медицинский центр» Управления делами<br>Президента Республики Беларусь |  | Отправитель:<br>Телефоны: | + 375 17 287 83 81 |
|                                                                                                           |  | Факс:                     | + 375 17 287 80 03 |
| Телефон: + 375 17                                                                                         |  | E-Mail:                   |                    |
| Факс: + 375 17                                                                                            |  | Дата:                     | 02.07.2026         |
|                                                                                                           |  | Наш исх. №:               |                    |
|                                                                                                           |  | Страница                  | 1/1                |

### Заключение о техническом состоянии

Представители Иностранного унитарного предприятия «МЕДИСФЕРА» вед.инженер Милевский В.Н. и инженер-контролер Привада Р.С. провели обследование:

| Назначение аппарата                                                                                       | Тип               |         | серийный номер     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|
| Ангиографический комплекс                                                                                 | Siemens Artis Zee |         | 138108             |
| Наименование учреждения                                                                                   | Отделение         | Кабинет | Ответственное лицо |
| ГУ «Республиканский клинический<br>медицинский центр» Управления делами<br>Президента Республики Беларусь |                   |         |                    |

#### Обследование показало:


1. Ошибки потенциометра поворота коллиматора.

#### Требуется замена:

- 1) Потенциометр 3549Н-1АА-102А кол - 1 шт.

Ио главного инженера

Вед инженер  
Инженер-контролер



Полозкова В.А.

Милевский В.Н.  
Привада Р.С.

Иностранное торгово-сервисное унитарное предприятие «МЕДИСФЕРА» УНП 190564953.

220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40

р/с BY41BLBB30120190564953001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минск и Минской области, г. Минск, код BLBBVY2X