

## Технические характеристики (описание) медицинских изделий

## 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| №<br>п/п | Наименование                                                                      | Ед<br>измер. | Общее<br>количес-<br>тво | Технические требования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Тест- система<br>для количествен-<br>ного определе-<br>ния РНК-ВИЧ<br>методом ПЦР |              |                          | 1. Чувствительность составляет 50 копий/мл и менее (слово «менее» относится к цифре)<br>2. Адаптирована к амплификаторам (ДТ «НПО ДНК-Технология», CFX96 BIO RAD) с детекцией в режиме «реального времени»<br>3. Наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (экстракция РНК, амплификация, стандарты (если требуются в соответствии с инструкцией) и контроли. Если реагент помещен в амплификационные пробирки, то их объем должен быть 0,2 мл<br>4. Выделение ДНК/РНК из образца осуществляется в пробирках объемом не более 2 мл |
|          | 1.1. Комплект реагентов для экстракции ДНК/РНК методом магнитной сорбции          | исслед       | 33 360                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | 1.2. Комплект реагентов для амплификации и детекции                               | исслед       | 33 360                   | 5. Исследование образца без требования дублирования, предварительного центрифугирования в режиме, превышающем 14000 об/мин с охлаждением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Сроки годности товара согласно аукционных документов организатора.