

№ лота	Наименование	Технические характеристики	
1	Материал стоматологический цинкоксидаэвгенольный Эодент длительного отверждения или аналог	1 Стоматологический цинкоксидаэвгенольный материал. 2 Предназначен для пломбирования корневых каналов зубов как во взрослой, так и в детской стоматологии. 3 Применяют в качестве силера при пломбировании каналов с использованием гуттаперчевых штифтов. 4 Форма выпуска: порошок + жидкость.	288шт.
2	Материал стоматологический цинкоксидаэвгенольный Эодент быстротвердеющий или аналог	1 Материал стоматологический цинкоксидаэвгенольный. 2 Применяют: 1В качестве изолирующей подкладки под все виды пломб, кроме композитных. 2Для временной фиксации коронок. 3Для временного пломбирования при лечении кариеса. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	195шт.
3	Цемент химического отверждения Глассин Фисс или аналог	1 Цемент стеклополиалкенадный химического отверждения для герметизации фиссур и углублений зубов. 2 Показания: 1 Изолирование поверхности сильно обнаженной шейки зуба.	298шт.


		2 Пломбирование некариозных поражений тканей зуба. 3 Подкладки под пломбы всех типов. 4 Форма выпуска: порошок + жидкость.	
4	Пломбировочный цемент химического отверждения Глассин Рест или аналог	1 Стеклополиалкенатный пломбировочный материал химического отверждения. 2 Показания: 1 Пломбирование всех классов молочных зубов. 2 Пломбирование некариозных поражений тканей зубов. 3 Возможно использование в качестве подкладки под все виды пломб. 5 Форма выпуска: порошок + жидкость.	720 шт.
5	Лак стоматологический Нанофлюор или аналог	1 Применяется для глубокого фторирования и ускоренной реминерализации дентина и эмали.	114 шт.
6	Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба Ангидрин или аналог	1 Жидкость предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов. 2 Форма выпуска: жидкость.	371 шт.
7	Жидкость для химического расширения и антисептической	1 Материал стоматологический на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия,	1263 шт.

	обработки корневых каналов зубов Белодез или аналог	предназначенный для химического расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов. 2 Форма выпуска: жидкость.	
8	Жидкость для обработки корневых каналов зубов Эндожи № 1 или аналог	1 Жидкость для обработки корневых каналов. 2 Применение: - для высушивания и обезжиривания каналов зубов.	766шт.
9	Жидкость для обработки корневых каналов зубов Эндожи № 2 или аналог	1 Жидкость для обработки корневых каналов. 2 Применение: - для расширения и выявления устья каналов зубов.	673шт.
10	Жидкость для обработки корневых каналов зубов Эндожи № 3 или аналог	1 Жидкость для обработки корневых каналов. 2 Применение: - для антисептической обработки каналов зубов.	590шт.
11	Жидкость для обработки корневых каналов зубов Эндожи № 4 или аналог	1 Жидкость для обработки корневых каналов. 2 Применение: - вяжущее средство при обработке корневых каналов.	590шт.
12	Средство вяжущее стоматологическое Капрамин или аналог	1 Средство вяжущее стоматологическое для обработки корневых каналов. 2 Назначение: 1 Как гемостатическое средство при капиллярном кровотечении из десны. 2 Для обработки зубных лунок и после прямого снятия слепков.	553шт.

		3 Для ретракции десны. 4 При снятии зубных камней. 5 Для обработки корневых каналов при кровотечении из канала.	
13	Пластмасса стоматологическая: для временных коронок и мостов Unifast III (порошок+жидкость) или аналог	1 Самоотверждающая акриловая смола для временных вкладок, коронок, мостовидных протезов и восстановительных процедур. 2 Показания: 1 Формирование временных вкладок, коронок, мостовидных протезов. 2 Ремонт сломанных зубных протезов.	1 шт.
14	Жидкость профилактическая Фторлак прозрачный или аналог	1 Материал-жидкость противокариесная профилактическая «Фторлак прозрачный». 2 Показания: 1 После снятия зубных отложений при профессиональной гигиенической чистке зубов. 2 На терапевтическом приеме. 3 На ортопедическом приеме. 4 На пародонтологическом приеме. 5 Лечение и профилактика кариеса у детей. 3 Форма выпуска: жидкость.	1249 шт.
15	Паста для удаления мягкого налета и тонкой полировки	1 Паста для удаления мягкого налета и тонкой	416 шт.

	ПолирПаст Z+F или аналог	полировки эмали зубов. 2 Показания: 1 Снятие мягкого зубного налета механическим способом. 2 Окончательная полировка тканей зуба после удаления зубного камня. 3 Фторирование эмали зубов. 4 Антисептическая обработка эмали. 3 Форма выпуска: паста.	
--	--	--	--

Согласовано:

 А.В. Нейда

Главный внештатный специалист по стоматологии