

№ лота	Наименование	Технические характеристики	
1	Воск для литья	1Применяется для изготовления выпуклого слепка для моделей твердых и мягких тканей полости рта или реставраций.	5шт.
2	Пластмасса стоматологическая GC Reline или аналог	1Пластмасса для жесткой перебазировки съемных протезов за один прием. 2Показания к применению: 1Акриловая пластмасса, используемая для жесткой перебазировки и удлинения границ съемных протезов. 3Форма выпуска: порошок + жидкость.	1шт.
3	Дентин-паста или аналог	1Материал для временных пломб. 2Предназначен: 1Для временного пломбирования полостей на период 1-2 недели. 2Для временной изоляции лекарственного средства в кароизной полости. 3В качестве подкладки под пломбы из амальгам. 2Форма выпуска: паста.	2356шт.
4	Материал стоматологический GC Fuji Plus или аналог	1Рентгеноконтрастный усиленный	46шт.

		стеклоиномерный фиксирующий цемент. 2Показания к применению: 1Фиксация металлических и металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок и накладок. 2Фиксация композитных вкладок, накладок, коронок и мостовидных конструкций. 3Фиксация всех видов керамических вкладок. 4Фиксация безметалловых коронок и мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). 4Фиксация металлических, керамических и стекловолоконных штифтов. 3Форма выпуска: порошок + жидкость.	
5	Материал стоматологический GC Fuji I или аналог	1Рентгеноконтрастный стеклоиномерный фиксирующий цемент. 2Показания к применению: 1Фиксация металлических или металлокерамических коронок, мостовидных конструкций, вкладок, накладок, штифтов. 2Фиксация безметалловых коронок и	76 шт.

		мостов из высокопрочных типов керамики (каркасы из оксида циркония). 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	
6	Паста для временного пломбирования зубов Парасепт или аналог	1 Паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита. 2 Предназначена для: 1 Лечебно-защитного компресса при локальной форме пародонтита. 2 Удержания лечебных стоматологических материалов на уровне десны, зуба или альвеолы. 3 Временного пломбирования зубов. 4 Оттеснения десны в пришеечной области перед пломбированием. 3 Форма выпуска: паста.	433 шт.
7	Паста резорцинформальдегидная или аналог	1 Паста для пломбирования корневых каналов. 2 Показания: Пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы как в постоянных,	353 шт.

		так и зубах сменного прикуса. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	
8	Материал для пломбирования корневых каналов Апексдент с йодоформом или аналог	1 Паста рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых каналов. 2 Предназначена для пломбирования каналов при лечении всех форм периодонтита. 5 Форма выпуска: паста (шприц).	1084 шт.
9	Материал для пломбирования корневых каналов Апексдент без йодоформа или аналог	1 Паста рентгеноконтрастная для пломбирования труднопроходимых каналов. 2 Применяется: 1 Для лечения пульпита постоянных и временных зубов с незавершенным ростом и формированием корня (апексогенеза). 2 Для формирования остеогно- цементного барьера при несформированной верхушке или корне зуба при лечении необратимых форм пульпита, а также при консервативном лечении всех форм хронических периодонтитов. 3 При любых перфорациях корня постоянных зубов со сформированным	1212 шт.

		корнем.		
		3 Форма выпуска: паста (шприц).		
10	Девит А или аналог	1 1 Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «Девит»-А (анестезирующая). 2 Применяется как анестезирующий и антисептический компресс в случаях сильных болезненных реакций при лечении пульпита. 2 Форма выпуска: паста (шприц).	5 шт.	
11	Девит П или аналог	1 Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба «Девит»-П (педодонтическая). 2 Предназначена для девитализации пульпы и мумификации молочных зубов в случаях, когда экстирпацию пульпы можно исключить. 2 Форма выпуска: паста (шприц).	52 шт.	
12	Материал для девитализации пульпы Девит С или аналог	1 Материал-паста безмышьяковистая для девитализации пульпы зуба. 2 Назначение: 1 Применяется для девитализации пульпы при лечении пульпита методом	1373 шт.	

		мортальной экстирпации или ампутации. 2 Для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов. 3 Как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк. 3 Форма выпуска: паста (шприц).	
13	Держатели салфеток металлические (зажим) с петличкой	1 Принадлежности медицинские стоматологические. 2 Изготовлены из нержавеющей стали.	236 шт.
14	Материал стоматологический Крезодент паста или аналог	1 Материал стоматологический рентгеноконтрастный для пломбирования корневых каналов зубов. 2 Показания к применению: эндодонтическое лечение и пломбирование корневых каналов зубов. 3 Назначение: 1 Пломбирование инфицированных и труднопроходимых каналов.	295 шт.

		2 Пломбирование каналов с неполной экстирпацией пульпы. 3 Форма выпуска: паста.	
15	Гель для химико-механического расширения труднопроходимых корневых каналов зуба Эндогель № 1 или аналог	1 Гель для химического расширения труднопроходимых корневых каналов зубов. 2 Предназначен для выявления устья каналов и их расширения. 3 Форма выпуска: гель (шприц).	493 шт.
16	Гель для химико-механического расширения труднопроходимых корневых каналов зуба Эндогель № 2 или аналог	1 Гель для химического расширения труднопроходимых корневых каналов зубов. 2 Предназначен для химико-механической обработки труднопроходимых и разветвленных корневых каналов зубов, их антисептической обработки. 3 Форма выпуска: гель (шприц).	485 шт.
17	Воск зуботехнический (моделировочный)	1 Предназначен для моделирования вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, дуг и каркасов бюгельных протезов, мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям. 2 Форма выпуска: воск (бруски).	23 шт.
18	Воск зуботехнический (базисный)	1 Предназначен для моделирования базисов съемных протезов, вкладок,	100 шт.

	коронки, вставок, литых кламмеров, дуг, каркасов и элементов бюгельных протезов, литниковых систем, мостовидных протезов методом литья по выплавляемым моделям, а также при выполнении некоторых операций в процессе изготовления протезов. 2 Форма выпуска: воск (пластины).	
--	---	--

Согласовано:

Главный внештатный специалист по стоматологии

А. В. Шеида