

Общество с ограниченной
ответственностью "БЕЛТОПМЕД"
220089, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Железнодорожная 37/1, каб. 11
Тел. +375 17 378-16-34
Факс +375 17 320-07-37

УЗ «Жодинская центральная городская
больница»
222164, Республика Беларусь, Минская область,
г. Жодино, проспект Венисье, 1
Тел. +375 1775 67-084

Дефектный акт № 690 от 16.07.2026

по результатам диагностики оборудования.

1. Наименование, модель и серийный номер оборудования:
стерилизатор паровой PLUSTEAM 2, серийный номер 5100153
2. Выявленные неисправности:
ошибка давления прокладки
3. Перечень работ для восстановления полного функционирования аппарата:
 - замена электромагнитного клапана
 - замена реле
4. Перечень необходимых запасных частей и материалов:
 - SOLENOID PILOT VALVE COIL 220 V DC (BLOCK 3F) арт. 516316 или аналог - 1 шт.
 - SLIM RELAY FOR PLC, 24V (BLOCK 3F) арт. 516228 или аналог - 1 шт.

ООО "БЕЛТОПМЕД"
Инженер по медицинскому оборудованию

Белый Е. И.

Подпись



Представитель «УЗ «Жодинская центральная
городская больница»

Должность, ФИО

Подпись