

2	Стеклоиномерный цемент Filling I или аналог	1 Стеклоиномерный цемент. 2 Применение: 1Реставрация сменяемых зубов. 2Реставрация полостей класса III, V и ограниченное применение при полостях класса I. 3Базовые прокладки под композит и амальгаму. 4Построение культи зуба. 3Форма выпуска: порошок + жидкость.	1402шт.
6	Эластомерный слепочный материал Perfit Light Body или аналог	1Эластомерный слепочный материал для снятия слепков в стоматологии.	10шт.
10	Стеклоиномерный цемент Luting I или аналог	1 Стеклоиномерный цемент. 2 Применение: 1 Цементирование металлических вкладок, накладок, коронок и мостов. 2Цементирование всех высокопрочных (на основе диоксида циркония) керамических коронок и мостов.	870 шт.
		3Цементирование штифтов и винтов из металла или высокопрочной керамики. 4Цементирование ортодонтических полосок. 3 Форма выпуска: порошок + жидкость.	