

MEDISPHERA

МЕДИСФЕРА

Иностранное торгово-сервисное
унитарное предприятие

220068, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40, тел. 287-83-81, факс 287-80-03

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь	Отправитель:	
	Телефоны:	+ 375 17 287 83 81
Телефон: + 375 17 Факс: + 375 17	Факс:	+ 375 17 287 80 03
	E-Mail:	
	Дата:	16.07.2026
	Наш исх. №:	
	Страница	1/1

Заключение о техническом состоянии

Представители Иностранного унитарного предприятия «МЕДИСФЕРА» вед. инженер Милевский В.Н.
провел обследование:

инв. 01377 042

Назначение аппарата	Тип		серийный номер
Рентгеновский диагностический аппарат	Ysio Max		25323
Наименование учреждения	Отделение	Кабинет	Ответственное лицо
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь			

Обследование показало:

1. Вышел из строя энкодер вертикального движения рентгеновского стенда излучателя.

Рекомендуется замена:

1. Энкодер (Displace Sensor 2m1 cablepull 13Bit E303) Кат. № 08687712 - 1 шт.

И.о главного инженера

Полозкова В.А.

Вед инженер

Милевский В.Н.

Иностранное торгово-сервисное унитарное предприятие «МЕДИСФЕРА» УНП 190564953

220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, пом. 40

р/с BY41BLVB30120190564953001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, г. Минск, код BLBBY2X

Нач. отдела  *В.Н. Милевский*

