

Приложение

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Технические требования	Количество
1.	Разбавитель DS (DS Diluent)	Изотонический буферный раствор для автоматического гематологического анализатора BC-720, Mindray.	27 уп.
2.	Лизирующий реагент M-6 LD (M-6 LD Lyse)	Лизирующий реагент, предназначенный для автоматического гематологического анализатора BC-720, Mindray.	6 уп.
3.	Краситель M-6-FD (M-6-FD DYE)	Специализированный красящий реагент для автоматического гематологического анализатора BC-720, Mindray.	15 уп.
4.	Лизирующий реагент M-6 LH (M-6 LH Lyse)	Лизирующий реагент, предназначенный для автоматического гематологического анализатора BC-720, Mindray. Обеспечивает измерение колориметрическим методом параметров, связанных с гемоглобином.	2 уп.
5.	Очиститель зонда (Probe Cleanser)	Промывающий раствор для автоматического гематологического анализатора BC-720, Mindray.	17 уп.
6.	Реагент СОЭ (ESR Solution Reagent)	Специальный смывающий и обрабатывающий раствор, необходимый для работы встроенного модуля СОЭ. Он обеспечивает правильную кинетику агрегации эритроцитов и очистку оптического капилляра после каждого измерения. Предназначен для автоматического гематологического анализатора BC-720, Mindray.	14 уп.
7.	Разбавитель M-6 DR (M-6 DR Diluent)	Разбавитель используется для получения параметров, измеряемых в канале подсчета ретикулоцитов, придает эритроцитам форму сферы, и ускорять прокрашивание ретикулоцитов.	2 уп.
8.	Краситель M-6 FR (M-6 FR DYE)	Специфический флуоресцентный краситель для прокрашивания ретикулоцитов, позволяет прибору отделить ретикулоциты от зрелых эритроцитов на скатерограмме используя трехмерный анализ сигналов флуоресценции и светорассеивания на двух углах).	1 уп.
9.	Контроль гематологический BC-6D	Контрольная кровь (нормальный, низкий, высокий) уровни.	12 фл. (2 наб.)
10.	Контроль гематологический BC-RET	Контроль ретикулоцитарных параметров (нормальный, низкий, высокий) уровни.	1 наб.

2. Технические требования:

2.1. Наличие регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь на изделия медицинского назначения;

2.2. Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим гематологическим анализатором BC-720, Mindray Bio-Medical Electronica Co.Ltd, Китай,

находящимся в эксплуатации в клиническо-диагностической лаборатории центра, для обеспечения его бесперебойной и качественной работоспособности или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

2.3. Участник должен обладать правомочиями на реализацию товаров (выполнение работ, оказание услуг) на территории Республики Беларусь с использованием товарных знаков и знаков обслуживания.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: срок годности указанных наборов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока, установленного заводом-изготовителем.

4. Срок поставки: 60 дней с момента подписания договора.

5. Условия поставки: транспортом и за счет поставщика.

6. Условия оплаты: по факту поставки с отсрочкой платежа.