

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1.	Троакарный трубка 10 для пациентов с ожирением	шт	12
1.2.	Троакарная стилет 10 для пациентов с ожирением	шт	12
1.3.	Троакарная трубка 10	шт	36
1.4.	Троакарный стилет 10	шт	36
1.5.	Троакарная трубка 12,5-13	шт	4
1.6.	Троакарная стилет 12,5-13	шт	4
1.7.	Троакарная трубка 5p	шт	12
1.8.	Троакарная трубка 5г	шт	24
1.9.	Троакарный стилет 5	шт	36
1.10.	Редукционная трубка 10 мм к 5 мм	шт	36
1.11.	Редукционная трубка 13/11 мм к 5,5 мм	шт	4
1.12.	Комплект уплотнителей для троакаров	компл	1
1.13.	Игла Вереша	шт	2
1.14.	Ретрактор 10 мм; 5-ти лепестковый	шт	6
1.15.	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект	шт	8
1.16.	Рабочая вставка к щипцам биполярным	шт	8
1.17.	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект	шт	4
1.18.	Рабочая вставка к диссектору биполярному	шт	4

1.19.	Щипцы для диссекции, комплект	шт	6
1.20.	Рабочая вставка к диссектору	шт	6
1.21.	Щипцы для диссекции, комплект	шт	2
1.22.	Захватывающие щипцы, комплект	шт	12
1.23.	Захватывающие щипцы, комплект	шт	4
1.24.	Захватывающие щипцы, комплект	шт	2
1.25.	Захватывающие щипцы, комплект	шт	4
1.26.	Захватывающие щипцы, комплект	шт	2
1.27.	Биопсийные щипцы	шт	4
1.28.	ВЧ-электрод тип – кнопка	шт	3
1.29.	ВЧ-электрод тип – стандартный крюк	шт	16
1.30.	Ножницы, комплект	шт	8
1.31.	Рабочая вставка к ножницам	шт	12
1.32.	Ножницы, комплект	шт	4
1.33.	Рабочая вставка к ножницам	шт	6
1.34.	Иглодержатель разборный	шт	20
1.35.	Иглодержатель разборный Изо	шт	4
1.36.	Рукоятка, для аспирации / ирригации	шт	12
1.37.	Трубка для аспирации / ирригации	шт	12
1.38.	Клапанная трубка, запасная	шт	6
1.39.	Трубка для аспирации / ирригации с иглой	шт	2
1.40.	Трубка для аспирации / ирригации монополярная	шт	6
1.41.	Клип-аппликатор	шт	2
1.42.	Клипсы титановые средне-большие	картр	200
1.43.	Игла для закрытия подкожных фасций	шт	2
1.44.	Игла для закрытия подкожных фасций	шт	2
1.45.	Набор чистящих щёток	компл	6
1.46.	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой	компл	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1.	Троакарная трубка:
	диаметр – 11 мм;
	рабочая длина – 140-160 мм;
	с запорным краном;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.2.	Троакарный стилет:
	треугольный наконечник;
	для троакара диаметром 11 мм и рабочей длиной 140-160 мм;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.3.	Троакарная трубка:
	диаметр – 11 мм;
	рабочая длина – 80-110 мм;
	с запорным краном;
2.4.	Троакарный стилет:
	треугольный наконечник;
	для троакара диаметром 11 мм и рабочей длиной 80-110 мм;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.5.	Троакарная трубка:
	диаметр – 12,5-13,0 мм; рабочая длина – 80-100 мм;
	с запорным краном;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.6.	Троакарный стилет:
	треугольный наконечник;
	для троакара диаметром 12,5-13,0 мм и рабочей длиной 80-100 мм;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.7.	Троакарная трубка:
	диаметр – 5,5 мм;
	рабочая длина – 80-100 мм;
	с резьбой;
	с запорным краном;
2.8.	Троакарная трубка:
	диаметр – 5,5 мм;
	рабочая длина – 80-100 мм;
	с запорным краном;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.9.	Троакарный стилет:
	конический наконечник;
	для троакара диаметром 5,5 мм и рабочей длиной 80-100 мм;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.10.	Редукционная трубка 10 мм к 5 мм:
	10 мм к 5 мм; изолированная;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.11.	Редукционная трубка 13/11 мм к 5,5 мм:
	13/11 мм к 5,5 мм, накидная;

	возможность стерилизации в автоклаве.
2.12.	Комплект уплотнителей для троакаров: уплотнители для троакаров 12,5-13,0 мм – 10 шт.; уплотнители для троакаров 11,0 мм – 100 шт.; уплотнители для троакаров 5,5 мм – 100 шт.;
2.13.	Игла Вереша: длина 12 см; с запорным краном; возможность стерилизации в автоклаве.
2.14.	Ретрактор 10 мм; 5-ти лепестковый: веерный; диаметр 10 мм; 5 лопастей; длина 35-40 см; возможность стерилизации в автоклаве.
2.15.	Захватывающие щипцы, биполярные, комплект: Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; тип – Johann; керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; возможность стерилизации в автоклаве.
2.16.	Рабочая вставка к щипцам биполярным: тип – Johann; керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; две подвижные бранши; длина захвата не менее 16 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; возможность стерилизации в автоклаве.
2.17.	Щипцы для диссекции, биполярные, комплект Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; тип – Maryland; керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; возможность стерилизации в автоклаве.
2.18.	Рабочая вставка к диссектору биполярному: тип – Maryland; керамическая изоляция подвижных соединений инструментов; две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; возможность стерилизации в автоклаве.
2.19.	Щипцы для диссекции, комплект Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка,

	изолирующий тубус, рабочая вставка;
	тип – Maryland; скошенные насечки бранш;
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши;
	длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.20.	Рабочая вставка к диссектору:
	тип – Maryland; скошенные насечки бранш;
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши;
	длина захвата не менее 21 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.21.	Щипцы для диссекции, комплект
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка,
	изолирующий тубус, рабочая вставка;
	тип – «Г-образный» диссектор;
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши;
	длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.22.	Захватывающие щипцы, комплект
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка,
	изолирующий тубус, рабочая вставка;
	для всех видов лапароскопических операций;
	тип -Croce-olmi;
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши;
	длина захвата не менее 19 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм;
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.23.	Захватывающие щипцы, комплект
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка,
	изолирующий тубус, рабочая вставка;
	тип - Manhes;
	для точной фиксации и препарирования чувствительных тканей;
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм;
	рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм;
	рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.24.	Захватывающие щипцы, комплект
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка,
	изолирующий тубус, рабочая вставка;
	тип – крокодил (для надёжного захвата скользких тканей);

	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; возможность стерилизации в автоклаве.
2.25.	Захватывающие щипцы, комплект Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; тип – Johann; для всех видов лапароскопических операций; атравматичные; плоские; поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; длина захвата не менее 24 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; рукоятка монополярная с деактивируемым храповиком; возможность стерилизации в автоклаве.
2.26.	Захватывающие щипцы, комплект Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; тип – коготь (2х3 зуба); для извлечения желчного пузыря, миом и т.д.; поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две подвижные бранши; длина захвата не менее 18 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; рукоятка с кремальерой; возможность стерилизации в автоклаве.
2.27.	Биопсийные щипцы Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом); две овальные подвижные бранши с шипом; длина захвата не менее 12 мм; рабочая длина 33-36 см; диаметр 5 мм; возможность стерилизации в автоклаве.
2.28.	ВЧ-электрод тип – кнопка тип – кнопка; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см; возможность стерилизации в автоклаве.
2.29.	ВЧ-электрод тип – стандартный крюк тип – стандартный крюк; диаметр 5 мм; рабочая длина 33 см; возможность стерилизации в автоклаве.
2.30.	Ножницы, комплект Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка; тип – Metzenbaum (изогнутые); поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);

	две подвижные бранши;
	длина захвата 19 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.31.	Рабочая вставка к ножницам:
	тип – Metzenbaum (изогнутые);
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши;
	длина захвата 19 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.32.	Ножницы, комплект
	Комплект состоит из: эргономичная пластиковая рукоятка, изолирующий тубус, рабочая вставка;
	тип – маленькие ножницы Metzenbaum (изогнутые);
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши;
	длина захвата 16 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.33.	Рабочая вставка к ножницам:
	тип – маленькие ножницы Metzenbaum (изогнутые);
	поворотные (рабочая вставка вместе с изолирующим тубусом);
	две подвижные бранши;
	длина захвата 16 мм; рабочая длина 33-36 см;
	диаметр 5 мм; рукоятка монополярная;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.34.	Иглодержатель разборный:
	асимметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;
	рабочая вставка - прямая; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.35.	Иглодержатель разборный:
	асимметричная рукоятка с кремальерой и защитным тубусом, рабочая вставка;
	рабочая вставка – изогнутая влево; диаметр 5 мм; рабочая длина 33-36 см;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.36.	Рукоятка, для аспирации / ирригации:
	с рычажным управлением (один рычаг для аспирации, второй для ирригации);
	для использования с насосами, управляемыми давлением
2.37.	Трубка для аспирации / ирригации:
	диаметр 5,0 – 5,5 мм, рабочая длина 330-360 мм;
	дистальные отверстия;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.38.	Клапанная трубка, запасная:

	клапанные трубки, запасные;
	для рукоятки аспирации / ирригации;
	5 мм аспирационный канал.
2.39.	Трубка для аспирации / ирригации с иглой:
	диаметр 5,0 – 5,5 мм, рабочая длина 330-360 мм;
	диаметр иглы 1,5 мм;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.40.	Трубка для аспирации / ирригации монополярная:
	диаметр 5,0 – 5,5 мм, рабочая длина 330-360 мм;
	дистальные отверстия;
	возможность стерилизации в автоклаве.
2.41.	Клип-аппликатор:
	диаметром 10 мм;
	длина должна быть 32-36 см;
	применение для средне-больших клипс (стандарта Ethicon).
2.42.	Клипсы титановые средне-большие
	- с размером – средне-большие (стандарт Eticon, LT 300);
	- должно быть не менее 6 шт./картр.
	- стерильные.
2.43.	Игла, для закрытия подкожных фасций:
	- рабочая длина 17-18 см;
	- диаметр 2,9 – 3,1 мм;
	- тип «BERCI».
2.44.	Игла, для закрытия подкожных фасций:
	- рабочая длина 140 мм;
	- диаметр 2,0 – 2,5 мм;
	- разборная.
2.45.	Набор чистящих щёток:
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки, не менее 6 мм, общая длина, не менее 250 мм);
	щетка для инструментов, размер (диаметр щетки, не менее 11 мм, общая длина, не менее 250 мм);
	щетка для поверхностей.
2.46.	Стерилизационная кассета пластиковая, с крышкой:
	наружные размеры стерилизационной кассеты, не менее: 535 x 135 x 265 мм;
	подкладка, грубая, силиконовая, размеры не менее: 420 x 175 мм;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора