

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника службы
сервисаК.Б. А.П.Прозецкий
подпись расшифровка подписи11.04. 2025АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МИ
от 11.04.2025 № 672

Комиссия в составе:

инженер 1-ой категории	А.В.Качура
должность	ФИО
инженер 1-ой категории	В.А. Клементьев
должность	ФИО

Провела первичное обследование дозатора электронного автоматического
"ДЭА-100" зав. № 0144
 тип МИ, модель, заводской номер

поступившего от УЗ "10-я ГKB"
 наименование организации потребителя, город
 и установила: дефект шагового двигателя, неисправен толкатель. Дозатор не работает
 от аккумулятора.

Выводы комиссии: Требуется замена: шагового двигателя, кабеля 4 жилы, пружины
подвижной направляющей, рамы для фиксации усиков, аккумуляторной батареи.

Рекомендации комиссии:

Члены комиссии: инженер 1-ой категории	<u>А.В.Качура</u>
должность	расшифровка подписи
инженер 1-ой категории	В.А. Клементьев
должность	расшифровка подписи

Служба сервиса МпЭИ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника службы

А.П.Прозецкий

подпись / расшифровка подписи

11.04.

2025

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МИ

от 11.04.2025 № 673

Комиссия в составе:

инженер 1-ой категории

должность

А.В. Качура

ФИО

инженер 1-ой категории

должность

В.А. Клементьев

ФИО

Провела первичное обследование

дозатора электронного автоматического

"ДЭА-100" зав. № 0129

тип МИ, модель, заводской номер

поступившего от УЗ "10-я ГKB"

наименование организации потребителя, город

и установила: у дозатора имеются механические повреждения корпуса, неисправна клавиатура, дефект толкателя. Изделие не работает от аккумулятора.

Выводы комиссии: Требуется замена: передней панели, жгут 4 жилы, пружины подвижной направляющей, рамы для фиксации усиков, аккумуляторной батареи

Рекомендации комиссии:

Члены комиссии: инженер 1-ой категории

должность

подпись, дата

А.В. Качура

расшифровка подписи

инженер 1-ой категории

должность

подпись, дата

В.А. Клементьев

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника службы

А.П.Прозецкий
подпись расшифровка подписи

11.04.

2025

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МИ
от 11.04.2025 № 674

Комиссия в составе:

инженер 1-ой категории
должность

А.В.Качура
ФИО

инженер 1-ой категории
должность

В.А. Клементьев
ФИО

Провела первичное обследование
"ДЭА-100" зав. № 0158

дозатора электронного автоматического

тип МИ, модель, заводской номер

поступившего от УЗ "10-я ГКБ"

наименование организации потребителя, город

и установила: у дозатора имеются механические повреждения корпуса, неисправна клавиатура, дефект определителя объема шприца. Изделие не работает от аккумулятора.

Выводы комиссии: требуется замена передней панели, ручки держателя ООШ, платы оптопар ООШ, аккумуляторной батареи.

Рекомендации комиссии:

Члены комиссии: инженер 1-ой категории
должность

подпись, дата

А.В.Качура
расшифровка подписи

инженер 1-ой категории
должность

подпись, дата

В.А. Клементьев
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника службы
сервисаА.П.Прозецкий
подпись расшифровка подписи12.04. 2025АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МИ
от 12.04.2025 № 675

Комиссия в составе:

<u>инженер 1-ой категории</u>	<u>А.В.Качура</u>
должность	ФИО
<u>инженер 1-ой категории</u>	<u>З.А. Клементьев</u>
должность	ФИО

Провела первичное обследование дозатора электронного автоматического
"ДЭА-100" зав. № 0071
тип МИ, модель, заводской номер

поступившего от УЗ "10-я ГКБ"
наименование организации потребителя, город
и установила: неисправны плата распределения питания, шлейфа подключения платы,
дозатор не работает от аккумулятора.

Выводы комиссии: Требуется замена: платы распределения питания, шлейфа 20-и жил,
шлейфа 16-и жил, аккумуляторной батареи.

Рекомендации комиссии: _____

Члены комиссии: <u>инженер 1-ой категории</u>	<u>А.В.Качура</u>
должность	расшифровка подписи
<u>инженер 1-ой категории</u>	<u>В.А. Клементьев</u>
должность	расшифровка подписи

Служба сервиса МиЭИ

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника службы

А.П.Прозецкий

подпись , расшифровка подписи

12.04.

2025

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МИ

от 12.04.2025 № 676

Комиссия в составе:

инженер 1-ой категории

должность

А.В.Качура

ФИО

инженер 1-ой категории

должность

В.А. Клементьев

ФИО

Провела первичное обследование

дозатора электронного автоматического

"ДЭА-100" зав. № 0221

тип МИ, модель, заводской номер

поступившего от УЗ "10-я ГKB"

наименование организации потребителя, город

и установила: неисправна плата распределения питания, шлефа подключения платы,
дефект держателя ООШ. Изделие не работает от аккумулятора.

Выводы комиссии: Требуется замена: платы распределения питания, ручки держателя,
шлефов подключения платы, аккумуляторной батарее.

Рекомендации комиссии:

Члены комиссии: инженер 1-ой категории
должность

подпись, дата

А.В.Качура

расшифровка подписи

инженер 1-ой категории
должность

подпись, дата

В.А. Клементьев

расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника службы

А.П.Прозецкий
подпись расшифровка подписи

12.04. 2025

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ МИ
от 12.04.2025 № 677

Комиссия в составе:

инженер 1-ой категории

должность

А.В.Качура

ФИО

инженер 1-ой категории

должность

В.А. Клементьев

ФИО

Провела первичное обследование
"ДЭА-100" зав. № 0164

дозатора электронного автоматического

тип МИ, модель, заводской номер

поступившего от УЗ "10-я ГKB"

наименование организации потребителя, город

и установила: дефект платы распределения питания, неисправен толкатель шприца,
дозатор не работает от аккумуляторной батареи.

Выводы комиссии: требуется замена платы распределения питания, актуатора, пружиннок
актуатора, платы оптопар толкателя, металлической рамы для фиксации усиков,
аккумуляторной батареи.

Рекомендации комиссии:

Члены комиссии: инженер 1-ой категории
должность

А.В.Качура
подпись, дата

А.В.Качура
расшифровка подписи

инженер 1-ой категории
должность

В.А. Клементьев
подпись, дата

В.А. Клементьев
расшифровка подписи