

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Количество,(л.)
1.	Средство очищающее щелочное для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения стоматологических, хирургических инструментов, стеклянной лабораторной посуды, медицинских изделий многократного применения из пластика в моечно-дезинфекционной машине DS 600/2D итальянской фирмы Steelco	30 л
2.	Средство очищающее кислотное, обладающее антикоррозийным эффектом, для нейтрализации щелочного средства в моечно-дезинфекционной машине DS 600/2D итальянской фирмы Steelco	30 л

2. Технические требования:

2.1. Средство очищающее щелочное - концентрат;

2.1.1. средство не должно содержать веществ с окислительным потенциалом и ферментов;

2.1.2. средство должно быть предназначено для предстерилизационной очистки медицинских изделий механизированным способом, в частности моечно-дезинфекционной машиной DS 600/2D итальянской фирмы Steelco;

2.1.3. средство должно обладать моющим, антикоррозионным свойством, не портящим обрабатываемые объекты, использоваться в воде любой жесткости, иметь низкий уровень пенообразования;

2.1.4. средство должно обеспечивать удаление загрязнений (крови, слизи, мокроты, других биологических загрязнений, жиров) с медицинских изделий, не оказывать повреждающего действия на обрабатываемые материалы (термостабильные и термолабильные, включая стекло, пластмассы, различные виды резин).

2.2. Средство очищающее кислотное - концентрат:

2.2.1. кислотное средство применяется для нейтрализации щелочного средства при обработке изделий медицинского назначения стоматологических, хирургических инструментов, стеклянной лабораторной посуды, медицинских изделий многократного применения из пластика, устойчивого к термодезинфекции и воздействию кислот;

2.2.2. средство должно обладать антикоррозионным свойством, не

портящим обрабатываемые объекты, удалять оксидную пленку, иметь низкий уровень пенообразования;

2.2.3. кислотное средство должно быть химически совместимо с щелочным средством и не должно образовывать при нейтрализации нерастворимых солей.

3. Общие требования к упаковке и хранению:

3.1. растворы должны поставляться в емкостях объемом 5 литров (диаметр горловины емкости 4,5 см);

3.2. растворы не должны требовать особых условий хранения (допускается хранение при комнатной температуре и без дополнительных требований к относительной влажности ввиду отсутствия в учреждении специальных хранилищ с контролируемым уровнем относительной влажности, пригодных для хранения растворов);

3.3. растворы должны сохранять свои свойства не менее 1 месяца при нахождении в закрытом дозирующем баке при комнатной температуре и без дополнительных требований к относительной влажности ввиду отсутствия технической возможности контроля относительной влажности в помещении учреждения, где установлена моечно-дезинфекционная машина.

4. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности не менее 12 месяцев.

5. Наличие инструкции и регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь - обязательно.

Медицинская сестра (старшая)
централизованного
стерилизационного отделения

Согласовано
Главная медицинская сестра

Врач клинический-эпидемиолог



А.В. Споткай



И.С. Давидовская



У.С. Девятко