


ОТЧЕТ				
Дата:	13.08.2026			
Контракт / Договор	145C/26 от 24.04.26			
Учреждение	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр», пр. Независимости, 64, г. Минск, 220013			
Оборудование	Томограф компьютерный «Optima CT660», GE Healthcare			
Серийный номер	333249NM1			
Состояние оборудования перед началом работ:				
☐ Неисправное				
☒ Работоспособное				
Выполненная работа				
Периодическое техническое обслуживание (Процедура В). В ходе технического обслуживания выявлены неисправность в работе панели управления гентри (левая), также выявлен механический износ силовых контактных щеток – необходима замена дефектных, вышедших из строя частей.				
Установленные запчасти				
№ п/п	Описание детали	Исполнителя	Заказчика	Кол-во
-	-	☐	☐	-
Необходимые запчасти				
№ п/п	Описание детали			Кол-во
1.	Панель управления гентри, левая. Gantry Control Panel Left Positioning C164			1
2.	Силовые контактные щетки. Power brush tip kit HELWIG			1 комп.
Состояние оборудования после окончания работ:	Комментарии:			
☐ Неисправное	Необходима замена дефектных частей.			
☒ Работоспособное				
Работа выполнена		Работа принята		
ФИО, Должность	Скляр А.В., зам-директора начальник сервисного отдела Гришан О.Г., инженер 1-й категории	ФИО, Должность	Инженер КТ Коробанова ЕО	
Подпись		Подпись		

* Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 03.10.2006 № 78 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 26.02.2020 № 11):

- неисправная медицинская техника – медицинская техника, находящаяся в состоянии, при котором она не соответствует хотя бы одному из требований технической и (или) эксплуатационной документации производителя и техническим нормативным правовым актам (далее – ТНПА);
- работоспособность медицинской техники – состояние медицинской техники, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям технической и (или) эксплуатационной документации производителя и ТНПА.