

Лот №1

Набор реагентов полной комплектации для выявления ДНК вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска типов 16, 18, 45 и др. типов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК ВПЧ ВКР с выделением 16, 18, 45 и других типов	тест	1000
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	1000
3	Транспортная среда с муколитиком	тест	1000

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. Транспортная среда должна быть расфасована по 0,5 мл в пробирки типа «Эппендорф» 1,5 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №2

Набор реагентов полной комплектации для выявления и идентификации ДНК вируса папилломы человека 6, 11 и 44 типов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления и идентификации ДНК вируса папилломы человека 6, 11 и 44 типов	тест	200
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	200
3	Транспортная среда с муколитиком	тест	200

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. Транспортная среда должна быть расфасована по 0,5 мл в пробирки типа «Эппендорф» 1,5 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №3

Набор реагентов для одновременного выявления ДНК *Neisseria gonorrhoe* / *Chlamydia trachomatis* / *Mycoplasma genitalium* / *Trichomonas vaginalis*

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для одновременного выявления ДНК <i>Neisseria gonorrhoe</i> / <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> / <i>Trichomonas vaginalis</i>	тест	5000
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	5000
3	Транспортная среда с муколитиком	тест	5000

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. Транспортная среда должна быть расфасована по 0,5 мл в пробирки типа «Эппендорф» 1,5 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №4

Набор реагентов для качественного и количественного определения ДНК *Neisseria gonorrhoe* / *Chlamydia trachomatis* / *Mycoplasma genitalium* / *Trichomonas vaginalis*

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для качественного и количественного определения ДНК <i>Neisseria gonorrhoe</i> / <i>Chlamydia trachomatis</i> / <i>Mycoplasma genitalium</i> / <i>Trichomonas vaginalis</i>	тест	330
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом сорбции из мазков, соскобов, мочи и др.	тест	300

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. ПЦР смесь должна быть расфасована в пробирки объемом 0,2 мл с плоской крышкой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №5

Набор реагентов для одновременного выявления и количественного определения Ur.
Urealyticum / Ur. Parvum / Mycoplasma hominis

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для одновременного выявления и количественного определения Ur. Urealyticum / Ur. Parvum / Mycoplasma hominis	Тест	220

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
 2.5. ПЦР смесь должна быть расфасована в пробирки объемом 0,2 мл с плоской крышкой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №6

Набор реагентов для одновременного выявления и количественного определения грибов
рода Candida

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для одновременного выявления и количественного определения ДНК грибов рода Candida	тест	220

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
 2.5. ПЦР смесь должна быть расфасована в пробирки объемом 0,2 мл с плоской крышкой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №7

Набор реагентов для диагностики бактериального вагиноза (определение концентрации ДНК
Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
-------	--------------	-------------------	------------

1	Набор реагентов для диагностики бактериального вагиноза (определение концентрации ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий)	тест	220
---	--	------	-----

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. ПЦР смесь должна быть расфасована в пробирки объемом 0,2 мл с плоской крышкой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 8

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК энтеробактерий, стафилококков и стрептококков	тест	220

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. ПЦР смесь должна быть расфасована в пробирки объемом 0,2 мл с плоской крышкой.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 9

Набор реагентов полной комплектации для одновременного выявления ДНК вируса Эпштейна–Барр / цитомегаловируса/ вируса герпеса 6 типа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для одновременного выявления вируса ДНК Эпштейна–Барр / цитомегаловируса/ вируса герпеса 6 типа	тест	1000
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	1000

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. Набор реагентов для выделения должен быть предназначен, в том числе, для выделения из проб крови.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №10

Набор реагентов для качественного и количественного определения ДНК вируса Эпштейна–Барр / цитомегаловируса/ вируса герпеса 6 типа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса Эпштейна–Барр / цитомегаловируса/ вируса герпеса 6 типа	тест	330
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом преципитации	тест	300
3	Реагент для селективного лизиса эритроцитов крови	тест	600

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован экзогенным и эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. Набор реагентов для выделения должен быть предназначен, в том числе, для выделения из проб крови.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 11

Набор реагентов полной комплектации для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа	тест	800
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	400

2. Технические требования

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.

- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
 2.5. Набор реагентов для выделения должен быть предназначен, в том числе, для выделения из проб крови.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №12

Набор реагентов полной комплектации для количественного определения ДНК вируса гепатита В

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В	тест	400
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	400

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.
 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
 2.5. Набор реагентов для выделения должен быть предназначен, в том числе, для выделения из проб крови.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №13

Набор реагентов полной комплектации для количественного определения РНК вируса гепатита С

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С	тест	600
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	400

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.
 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
 2.5. Набор реагентов для выделения должен быть предназначен, в том числе, для выделения из проб крови.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №14

Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна-Барр

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК вируса Эпштейна- Барр	тест	100

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».

2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.

2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.

2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №15

Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса	тест	300

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».

2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.

2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.

2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот 16

Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса герпеса 6 типа

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления и количественного определения ДНК вируса герпеса 6 типа	тест	110

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №17

Набор реагентов для выявления ДНК парвовируса В19

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК парвовируса В19	тест	500
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	500

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. Набор реагентов для выделения должен быть предназначен для выделения из проб крови.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №18

Набор реагентов для одновременного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и РНК ВИЧ

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для одновременного определения ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С и РНК ВИЧ	тест	500
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	500

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 19Набор реагентов для выявления ДНК *Toxoplasma gondii***1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Toxoplasma gondii</i>	тест	200
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	200

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован экзогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5. Набор реагентов для выделения должен быть предназначен для выделения из проб крови.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №20

Набор реагентов для выявления ДНК SARS-Cov-2/гриппа А/ гриппа В/респираторно-синтициального вируса (РСВ)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК SARS-Cov-2/гриппа А/ гриппа В/респираторно-синтициального вируса (РСВ)	тест	300
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	300

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №21

Набор реагентов для выявления ДНК SARS-Cov-2/гриппа А/ гриппа В/респираторно-синтициального вируса (РСВ)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
-------	--------------	-------------------	------------

1	Набор реагентов для выявления ДНК SARS-Cov-2/гриппа А/ гриппа В/респираторно-синтициального вируса (РСВ)	тест	200
2	Расходный материал для ПЦР	комплект	2

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.
- 2.5 Без стадии экстракции РНК.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №22

Набор реагентов для выявления РНК SARS Cov-2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления РНК SARS Cov-2	тест	100
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	100

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.
- 2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №23

Набор реагентов для выявления РНК SARS-Cov-2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления РНК SARS-Cov-2	тест	300
2	Транспортная среда с муколитиком	тест	300
3	Расходный материал для ПЦР	комплект	3

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».
- 2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.
- 2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.

2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

2.5. Без стадии экстракции РНК.

2.6. Транспортная среда должна быть расфасована по 0,5 мл в пробирки типа «Эппендорф» 1,5 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №24

Набор реагентов для выявления ДНК *Mycoplasma pneumoniae*/ *Chlamydomphila pneumoniae*

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma pneumoniae</i> / <i>Chlamydomphila pneumoniae</i>	тест	200
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	200
3	Транспортная среда с муколитиком	тест	100

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

2.1. Предназначен для проведения детекции в режиме «реального времени».

2.2. Укомплектован эндогенным внутренним контрольным образцом.

2.3. Содержит систему защиты от контаминации ампликонами.

2.4. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

2.5. Транспортная среда должна быть расфасована по 0,5 мл в пробирки типа «Эппендорф» 1,5 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот №25

Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей клещевого энцефалита Tick-borne encephalitis virus, бактерий *Anaplasma*, *Ehrlichia*, *Borrelia*

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей клещевого энцефалита Tick-borne encephalitis virus, бактерий <i>Anaplasma</i> , <i>Ehrlichia</i> , <i>Borrelia</i>	тест	100
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом магнитной сорбции	тест	100

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

2.1. Предназначен для одностадийной ОТ-ПЦР с детекцией результатов в режиме «реального времени».

2.2. Совместим с прибором Rotor-GENE, должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета результатов.

2.3. Укомплектован внутренним контрольным образцом.

2.4. Содержать систему защиты от контаминации ампликонами.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 26

Набор реагентов для выявления ДНК условно-патогенных бактерий классов Bacilli, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК условно-патогенных бактерий классов Bacilli, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria	тест	120
2	Набор реагентов для выделения ДНК методом преципитации	тест	200

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

2.1. Предназначен для проведения ПЦР в режиме «реального времени» и должен быть совместим с амплификатором ДТ прайм.

2.2. Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК должен быть предназначен для получения увеличенного объема ДНК (200-300 мкл) из биологического материала человека и бактериальных культур.

2.3. Должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета и выдачи результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 27

Набор реагентов для выявления генов резистентности одновременно к гликопептидным и бета-лактамам антибиотикам у бактерий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления генов резистентности одновременно к гликопептидным и бета-лактамам антибиотикам у бактерий	тест	240
2	Набор реагентов для выделения ДНК	тест	300

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

2.1. Предназначен для проведения ПЦР в режиме «реального времени» и должен быть совместим с амплификатором ДТ прайм.

2.2. Набор реагентов для выделения ДНК должен быть предназначен для получения РНК/ДНК из биологического материала человека, в том числе из фекалий и бактериальных культур.

2.3. Должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета и выдачи результатов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 28
Набор реагентов для выявления ДНК *Helicobacter pylori*

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выявления ДНК <i>Helicobacter pylori</i>	тест	100
2	Набор реагентов для выделения РНК/ДНК методом преципитации	тест	100
3	Набор реагентов для предобработки биологического материала лизоцимом при выделении ДНК	набор	5

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Предназначен для проведения ПЦР в режиме «реального времени» и должен быть совместим с амплификатором ДТ прайм.
- 2.2. Набор реагентов для предобработки биологического материала лизоцимом при выделении ДНК должен содержать сухой порошок лизоцима.
- 2.3. Должно прилагаться или доступно на сайте производителя реагентов программное обеспечение учета и выдачи результатов.
- 2.4. Набор реагентов для выделения ДНК должен быть предназначен для получения РНК/ДНК из биоптатов и фекалий.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 29
Набор реагентов для выделения ДНК человека, бактерий, вирусов и грибов из биологического материала человека и культур микроорганизмов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Набор реагентов для выделения ДНК человека, бактерий, вирусов и грибов из биологического материала человека и культур микроорганизмов	тест	300

2. Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- 2.1. Лизирующий раствор должен быть расфасованным в отдельные пробирки по 400 мкл.
- 2.2. Нейтрализующий раствор должен быть в отдельной пробирке объемом 400 мкл.
- 2.3. Лизирующий раствор и нейтрализующий раствор должны быть готовы к применению и не требовать дополнительной подготовки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

- 3.1 Согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

Лот № 30
Набор реагентов для выявления устойчивости к антибиотикам грамположительных и грамотрицательных бактерий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
-------	--------------	-------------------	------------

1	Набор реагентов для выявления устойчивости к антибиотикам грамположительных и грамотрицательных бактерий, позволяющий выявлять гены карбапенемазы (NDM, KPC, OXA-48, VIM, IMP), гена бета-лактамазы расширенного спектра (ESBL) (CTX-M) и генов устойчивости к ванкомицину (VanA, VanB)	тест	1000
2	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот из образцов фекальных мазков, культур микроорганизмов	тест	1000
3	Транспортная среда для транспортировки и хранения соскобного материала и отделяемого прямой кишки.	тест	1000

2. Технические характеристики

2.1. Предназначен для проведения ПЦР в режиме «реального времени».

2.2. Набор реагентов для выявления устойчивости к антибиотикам грамположительных и грамотрицательных бактерий (п. 1.1) должен позволять выявлять гены карбапенемазы (NDM, KPC, OXA-48, VIM, IMP), гена бета-лактамазы расширенного спектра (ESBL) (CTX-M) и генов устойчивости к ванкомицину (VanA, VanB).

2.3. Предлагаемые наборы реагентов должны обеспечивать дифференциальную диагностику генетического материала всех указанных мишеней в одной пробирке, в образцах ректальных мазков и бактериальных колоний.

2.4. Предлагаемые наборы должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации (например, урацил-ДНК-гликозилазу (UDG)).

2.5. В состав наборов должны входить необходимые контроли (положительный контроль и экзогенный внутренний контроль) для проведения ПЦР в режиме «реального времени».

2.6. Анализ полученных результатов ПЦР-РВ должен обеспечиваться предоставляемым оригинальным программным обеспечением производителя набора реагентов. Программное обеспечение должно позволять анализировать информацию о нескольких мишенях в одном канале флуоресценции и предоставлять данные в графическом виде (включая кривые амплификации и/или плавления и таблицы, содержащие информацию об отрицательных и положительных результатах).

2.7. Реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификатор с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в инструкции к набору условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок.

Лот № 31

Набор реагентов для выявления генетического материала паразитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления генетического материала паразитов <i>Giardia lamblia</i> , <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Cryptosporidium spp.</i> , <i>Blastocystis hominis</i> , <i>Dientamoeba fragilis</i> и <i>Cyclospora cayetanensis</i> , вызывающих инфекции желудочно-кишечного тракта человека	тест	1000

2. Технические характеристики

2.1. Предназначен для проведения ПЦР в режиме «реального времени».

- 2.2. Наборы должны включать систему для предотвращения кросс контаминации (например, урацил-ДНК-гликозилазу (UDG)).
- 2.3. В состав наборов должны входить необходимые контроли (положительный контроль и экзогенный внутренний контроль) для проведения ПЦР в режиме реального времени.
- 2.4. Анализ полученных результатов ПЦР должен обеспечиваться предоставляемым оригинальным программным обеспечением производителя набора реагентов. Программное обеспечение должно позволять анализировать информацию о нескольких мишенях в одном канале флуоресценции и предоставлять данные в графическом виде (включая кривые амплификации и/или плавления и таблицы, содержащие информацию об отрицательных и положительных результатах).
- 2.5. Реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификатор с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).

Лот № 32

Набор реагентов для выявления генетического материала гельминтов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество
1.	Набор реагентов для выявления генетического материала гельминтов <i>Strongyloides spp.</i> , <i>Necator americanus</i> , <i>Ancylostoma spp.</i> , <i>Ascaris spp.</i> , <i>Trichuris trichiura</i> , <i>Enterobius vermicularis</i> , <i>Hymenolepis spp.</i> , <i>Taenia spp.</i> , <i>Enyeroctozoon spp./Encephalitozoon spp.</i>	тест	1000

2. Технические характеристики

- 2.1 Предназначен для проведения ПЦР в режиме «реального времени».
- 2.2 Предлагаемые наборы должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации (например, урацил-ДНК-гликозилазу (UDG)).
- 2.3 В состав наборов должны входить необходимые контроли (положительный контроль и экзогенный внутренний контроль) для проведения ПЦР в режиме реального времени.
- 2.4 Анализ полученных результатов ПЦР должен обеспечиваться предоставляемым оригинальным программным обеспечением производителя набора реагентов. Программное обеспечение должно позволять анализировать информацию о нескольких мишенях в одном канале флуоресценции и предоставлять данные в графическом виде (включая кривые амплификации и/или плавления и таблицы, содержащие информацию об отрицательных и положительных результатах).
- 2.5 Реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификатор с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в инструкции к набору условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок.
- 2.6 Реагенты для проведения ПЦР в режиме реального времени должны быть укомплектованы реагентами для выделения нуклеиновых кислот.

Лот №33

Расходные материалы к амплификатору CFX96

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Пробирки для ПЦР в стрипах	штука	7 680

2. Технические характеристики

2.1. Пробирки должны быть в стрипах по 8 штук.

2.2. Объем пробирки 0,1–0,2 мл.

2.3. Пробирки должны быть низкопрофильными с оптически-прозрачными крышками. Цвет пробирок - белый.

2.4 пробирки должны быть стерильными, свободными от ДНК и РНК.

2.5. Стрипы должны быть совместимы с прибором CFX96 (Bio Rad laboratories, Inc, США).