

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

**ЛОТ №1: Реагенты и расходные материалы к гематологическому анализатору
Norma Icon-3 (Венгрия)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Состав	Количество, упаковок
1	Реагенты к анализатору гематологическому Normal Icon-3 (Венгрия)	1.1. В состав набора реагентов должен входить лизирующий реагент, разбавитель, iSol3. 1.2. Одна упаковка должна быть предназначена для проведения не менее 500 исследований	5
2	Контрольный материал для анализатора гематологического Normal Icon-3 (Венгрия)	2.1. В одной упаковке не менее 6 флаконов по не менее 2,5 мл	3
3	Раствор гипохлорита для анализатора гематологического Normal Icon-3 (Венгрия)	3.1. В одной упаковке не менее 500 мл.	2

2. Технические требования:

№	Наименование	Технические требования
1	Реагенты к анализатору гематологическому Normal Icon-3 (Венгрия)	1. Набор реагентов должен быть предназначен для применения на гематологическом анализаторе Normal Icon-3 (Венгрия); 2. Реагенты должны храниться при температурном режиме от +2 до +35 °С; 3. Реагенты после вскрытия должны сохранять свою стабильность в течение не менее 6 месяцев.

2	Контрольный материал для анализатора гематологического Normal Icon-3 (Венгрия)	1. Контрольный материал должен быть предназначен для мониторинга результатов исследований на многопараметрических гематологических анализаторах производства Norma, выполняющих подсчет количества клеток; 2. Жидкий контрольный материал для диагностики <i>in vitro</i> должен представлять собой цельную кровь, состоящую из эритроцитов человека, имитированных лейкоцитов и тромбоцитов млекопитающих, взвешенных в плазмоподобной жидкости с консервантами; 3. Контроль должен храниться при температуре 2-8°C; 4. Стабильность содержимого флакона должна составлять не менее 8 суток после вскрытия ампулы при хранении при температуре 15-30°C или 2-8°; 5. Контрольный материал должен быть предназначен для применения на гематологическом анализаторе Normal Icon-3 (Венгрия)
3	Раствор гипохлорита для анализатора гематологического Normal Icon-3 (Венгрия)	1. Раствор должен быть предназначен для интенсивной окислительной очистки и промывки капилляров, трубок и камер, а также для удаления осадка компонентов крови и отложений липопротеинов в гематологических анализаторах производства Norma; 2. Раствор должен представлять собой сильнощелочной раствор, содержащий гипохлорит натрия; 3. Раствор должен храниться при температурном режиме от +2 до +35 °C; 4. Раствор во вскрытом контейнере должен сохранять стабильность не менее 6 месяцев; 5. Раствор гипохлорита должен быть предназначен для применения на гематологическом анализаторе Normal Icon-3 (Венгрия)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.