

Технические характеристики (описание)

Дезинфицирующее средство и активатор для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Forte) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция, активатор

1 Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование изделия	Потребность
1.1	Дезинфицирующее средство и активатор для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Forte) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция или аналог	~~200 литров (40 шт)~~ 135 лтр. (27 шт)

Кисел
ст. и. и. е.
Коржик О. В.

1.2. Технические требования:

- 1.2.1. Форма выпуска- концентрат, представляющий собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового компонента- прозрачной жидкостью с характерным запахом и активатор, смешиваемых перед применением для получения рабочего активированного раствора;
- 1.2.2. Состав: действующие вещества- глутаровый альдегид не более и не менее 2,0%. Физико-химические показатели: pH 3,5-4,5; ПДК в воздухе рабочей зоны для глутарового альдегида составляет не более 5 мг/м.куб;
- 1.2.3. Жидкое средство применяется для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моеюще-дезинфицирующих машинах-репроцессорах марки Detro Wash, Турция;
- 1.2.4. Рабочие растворы средства не должны портить обрабатываемые объекты, не вызывать коррозии металлов , в том числе из алюминия, не вызывать помутнение оптики и разрушать клеевых соединений;
- 1.2.5. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3-4 классу;
- 1.2.6. Возможность применения в присутствии людей;
- 1.2.7. Средство и его рабочие растворы не должны быть горючими.
- 1.2.8. Наличие документов подтверждающих сертификат.

Технические характеристики (описание)

Дезинфицирующее средство и активатор для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Enzym) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция

1 Состав (комплектация):

№ п/п	Наименование изделия	Потребность
2.1	Дезинфицирующее средство для дезинфекции высокого уровня обработки гибких эндоскопов(Detro Enzym) моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора марки Detro Wash, Турция или аналог	~~150 литров(30 шт)~~ 50 литр (30 шт)

Клиф
г.м.е
Корзюк.а.е

2.2. Технические требования:

2.2.1. Форма выпуска- концентрат, представляющий собой прозрачную жидкость со слабым запахом.

2.2.2. Состав: действующие вещества- ферменты амилазу, протеазу, липазу и целлюлозу. Физико-химические показатели: рН 6,0-8,0, а также технологические компоненты, включая ЧАС и неиогенные ПАВ.

2.2.3. Жидкое средство применяется для обработки эндоскопов механизированным способом в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах-репроцессорах марки Detro Wash, Турция;

2.2.4. Рабочие растворы средства не должны портить обрабатываемые объекты, не вызывать коррозии металлов, в том числе из алюминия, не вызывать помутнение оптики и разрушать клеевых соединений;

2.2.5. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3-4 классу;

2.2.6. Возможность применения в присутствии людей;

2.2.7. Средство и его рабочие растворы не должны быть горючими.

2.2.8. Средство должно обладать хорошими моющими свойствами при малом пенообразовании.

2.2.9. Наличие документов подтверждающих сертификат

врач-эндоскопист (заверяющий) А.Т. Тигранов