

Лот 1: Средство для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (щелочное pH), 450 л.

Лот №	Наименование товара	Состав	Объем упаковки, литр	Кол-во, литров
1	Средство для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения	щелочное pH	5,0	450

1. Технические требования:

- 1.1. Средство должно быть предназначено для предстерилизационной очистки от органических загрязнений изделий медицинского назначения (инструментов, бутылочек для детского питания, принадлежностей из стекла и керамики, легированной стали и пластмасс) в химико-термических машинах Miele РНПЦ детской хирургии.
- 1.2. Средство концентрированное, гемолитически неактивное, с выраженными моющими свойствами в воде любой жесткости, малопеняющееся с щелочным pH (примерно $9,5 \pm 1,0$).
- 1.3. Отсутствие в составе отдушек, хлора, альдегидов, фенола и производных.
- 1.4. Средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать коррозию металлов.
- 1.5. Наличие одномоментного предложения по средству для нейтрализации, применяющемуся в паре с данным лотом в виде кислотного средства (для предотвращения появления на изделиях медицинского назначения, особенно в местах сочленений, пятен другого цвета, пятен коррозии, налета).
- 1.6. Средство должно обладать малотоксичным действием (4-й класс опасности)
2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара: срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
3. Требования о наличии технической документации и иной информации:
 - 3.1. Наличие документа, подтверждающего соответствие товара единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза или Таможенного союза.
 - 3.2. Наличие инструкции по применению на русском языке не менее 25 шт.

Лот 2: Средство для нейтрализации изделий медицинского назначения (кислотное pH), 130 л.

Лот №	Наименование товара	Состав	Объем упаковки, литр	Кол-во, литров
2	Средство для нейтрализации изделий медицинского назначения	кислотное pH на основе лимонной кислоты	5,0	130

1. Технические требования:
 - 1.1. Средство должно быть предназначено для использования в химико-термических машинах Miele РНПЦ детской хирургии в целях удаления известковых отложений и нейтрализации после применения щелочных моющих средств.
 - 1.2. Средство концентрированное с кислотным pH. Рабочий раствор должен иметь pH примерно $2,5 \pm 0,5$.
 - 1.3. Основное активное действующее вещество — лимонная кислота в концентрации рабочего раствора 0,2-0,5%
 - 1.4. Отсутствие в составе отдушек, хлора, альдегидов, фенола и производных.
 - 1.5. Средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать коррозию металлов.

- 1.6. Совместимость с моющим щелочным средством, применяемым для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (для предотвращения появления на изделиях медицинского назначения, особенно в местах сочленений, пятен другого цвета, пятен коррозии, налета).
- 1.7. Наличие одномоментного предложения по средству для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (щелочное pH), применяющегося в паре с данным средством для нейтрализации.
- 1.8. Средство должно быть расфасовано в канистры не более 5,0 литров;
- 1.9. Средство должно обладать малотоксичным действием (3-ий класс опасности)
2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара: срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
3. Требования о наличии технической документации и иной информации:
 - 3.1. Наличие документа, подтверждающего соответствие товара единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Технических регламентов Евразийского экономического союза или Таможенного союза.
 - 3.2. Наличие инструкции по применению на русском языке не менее - 25 шт.

Разработано:

Врач-эпидемиолог



Н.Д. Савич