

Приложение 1

1. Состав медицинского инструментария:

№ п/п	Наименование	Количество	Параметры
1.	Оптический наконечник	100 шт.	Согласно п.2.1.
2.	Оптический наконечник для внутрисосудистых вмешательств	150 шт.	Согласно п.2.2.

2. Технические требования инструментария:

№ п/п	Наименование	Технические требования	Кол- во
2.1.	Оптический наконечник для наружных контактных манипуляций. Диаметр светопроводящей жилы 600мкм. Апертура 0,22NA. Длина рабочей части наконечника 40мм. Дистальный (рабочий) торец плоский, полированный. Диаграмма излучения «сплошной конус»	Каталожный номер: 1F.600.40.L Mediola или аналогичный, при предоставлении документов, подтверждающих их совместимость с имеющимся оборудованием	100 шт.
2.2.	Оптический наконечник для внутрисосудистых вмешательств. Световодный наконечник для внутрисосудистых и внутриполостных вмешательств. Диаметр рабочей части 6 Fr. Диаграмма излучения «полый конус». Конфигурация рабочей части – атравматическая кварцевая колба.	Каталожный номер: 2KF.600.150.L Mediola или аналогичный, при предоставлении документов, подтверждающих их совместимость с имеющимся оборудованием	150 шт.