

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Стол операционный общехирургический	шт	2
1.2	Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе:	шт	
1.2.1	наркозный экран (экран для анестезии) с креплением к операционному столу;	шт	2
1.2.2	штатив для длительных вливаний (инфузионная стойка) с креплением к операционному столу;	шт	2
1.2.3	столик для инъекций (опора для руки) с креплением к операционному столу;	шт	4
1.2.4	ремень для фиксации туловища с креплением к операционному столу;	шт	2
1.2.5	фиксатор руки с креплением к операционному столу;	шт	4
1.2.6	держатель рентгеновской кассеты;	шт	2
1.2.7	боковой упор с креплением к операционному столу.	шт	4
1.3	Комплект хирургических держателей ног (опора Гепеля):	шт	
1.3.1	хирургический держатель ног для гинекологии, левый;	шт	2
1.3.2	хирургический держатель ног для гинекологии, правый.	шт	2
1.3.3	Зажим для фиксации держателей ног к боковым направляющим операционного стола	шт	4

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”.

Общие характеристики предметов закупки

- 2.1 Длина стола, не менее - 2150±10 мм.
- 2.2 Длина стола без головной и ножной секций, не менее - 1110±10 мм.
- 2.3 Ширина стола по рейкам, не менее - 590 мм.
- 2.4 Ширина поверхности стола, не менее - 540 мм.
- 2.5 Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более - 670 мм.
- 2.6 Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не

менее - 1140 мм.

- 2.7 Длина основания стола не более 530 мм.
- 2.8 Высота основания стола не более 225мм.
- 2.9 Глубина ниши стола, не более 115 мм.
- 2.10 Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) не менее - $30^{\circ}/+ 30^{\circ}$.
- 2.11 Положение FLEX/REFLEX - $225^{\circ}/105^{\circ}$.
- 2.12 Высота подъема почечного валика, не менее 120 мм.
- 2.13 Продольное перемещение панели, не менее 320мм.
- 2.14 Боковой наклон панели, не менее - $+ 20^{\circ}/- 20^{\circ}$.
- 2.15 Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее - $+ 75^{\circ}/- 45^{\circ}$.
- 2.16 Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее - $+ 30^{\circ}/- 45^{\circ}$.
- 2.17 Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее - $+ 30^{\circ}/- 90^{\circ}$.
- 2.18 Функция "нулевого" положения панели с возможностью экстренной остановки.
- 2.19 Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее - 260 кг.
- 2.20 Безопасная рабочая нагрузка стола, с ограничением функций до 400 кг.
- 2.21 Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более - 300 кг.
- 2.22 Параметры сети электропитания ~ 230 В, 50 Гц.
- 2.23 Потребляемая мощность, не более - 250 Вт.
- 2.24 Панель стола шестисекционная, с отдельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них.
- 2.25 Панель стола рентгенпрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой.
- 2.26 Основание стола мобильное, со сдвоенными поворотными антистатическими колесными опорами диаметром не менее 125 мм.
- 2.27 Материал наружных металлических деталей стола, включая крепежные элементы и метизы - нержавеющая сталь.
- 2.28 Вязкоупругий матрас с эффектом памяти, должен выдерживать многократную дезинфекционную обработку.
- 2.29 Встроенный аккумулятор питания:
 - 2.29.1 минимальное количество движений стола до полной разрядки аккумулятора, не менее - 400 движений;
 - 2.29.2 встроенное зарядное устройство с отсоединяемым сетевым кабелем;
 - 2.29.3 потребляемая мощность в режиме зарядки, не более – 250 Вт;
 - 2.29.4 возможность подзарядки в любое время (отсутствие эффекта «памяти» аккумулятора).
- 2.30 Дистанционный проводной пульт управления электрогидравлическим приводом.
- 2.31 Дублирующий пульт управления электрогидравлическим приводом на колонне.
- 2.32 Дублирующий механогидравлический привод с управлением при помощи ножных рычагов.
- 2.33 Привод подъема панели стола – электрогидравлический.
- 2.34 Привод продольных наклонов панели – электрогидравлический.
- 2.35 Привод боковых наклонов панели – электрогидравлический.
- 2.36 Привод наклона спинной секцией – электрогидравлический.

- 2.37 Продольное перемещение панели стола – электрогидравлический.
- 2.38 Привод подъема встроенного почечного валика – электрогидравлический.
- 2.39 Установка стола на опоры в рабочее положение – электрогидравлическая.
- 2.40 Регулировка FLEX/REFLEX – электрогидравлическая.
- 2.41 Возврат панели в нулевое положение – электрогидравлический.
- 2.42 Привод излома спинной секции – механический.
- 2.43 Регулировка наклона ножных и головной секций- при помощи газовых пружин.
- 2.44 Дублирующий механогидравлический привод - на основные движения (высота панели, продольные и боковые наклоны, наклоны спинной секции).
- 2.45 Технические требования к хирургическим держателям ног (опор Гепеля):
 - 2.45.1 Держатели ног должны фиксироваться на боковой планке операционного стола при помощи винтового механизма.
 - 2.45.2 Все элементы комплекта изготовлены из нержавеющей стали
 - 2.45.3 Подушка изготовлена из литого пенополиуретана с антистатическим покрытием.
 - 2.45.4 Опоры Гепеля должны вращаться вокруг своей оси, вверх, вниз и в стороны.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционных документов организатора.