



РЕНЕКС РТ

e-mail: renex-rt@yandex.ru www.renex-rt.by
т. +375 17 277-31-52, моб. тел. +375 29 752-07-87

официальный дистрибьютор: SARSTEDT AG&Co.KG; Baholzer Endoscopy GmbH; Primax-Berlin GmbH; Aptaca S.p.A.;
Promised Hangzhou Meditech Co. LTD; Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd., Mahe medical GmbH

Дефектный акт № 0907-1 от 09.07.2026г.

Для ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии»

Представители ЧТСУП «Ренекс РТ» электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского оборудования Стасюлевич А.П., прошедший профессиональное обучение у производителя Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş. согласно Свидетельства от 15.11.18, произвел обследование на предмет работоспособности Оборудования дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash.

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт
1	Оборудование дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации гибких эндоскопов: моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash	1

После обследования моечно-дезинфицирующей машины были обнаружены неисправности, в следствие чего следующие детали необходимы к замене:

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Количество
1	Замена трубки подачи химии (6×4)	н/п	1
	Использованы материалы: трубка подачи химии (6×4)	П.м.	1
	Замена трубки подачи воды и дез. средств (силиконовая) (12×3)	н/п	1
	Использованы материалы: трубка подачи воды и дез. средств (силиконовая) (12×3)	П.м.	1
	Замена полного комплекта трубок для репроцессора	н/п	1
	Замена 15-ти литрового бака для воды	н/п	1
	Использованы материалы: 15-ти литровый бак для воды	Шт.	1
	Замена армированной трубки для подачи воды в бак	н/п	1
	Использованы материалы: армированная трубка для подачи воды в бак	П.м.	1

Срок выполнения работ, оказания услуг – согласно КП.

Представитель ЧТСУП «Ренекс РТ»



Инженер Стасюлевич А.П.



Директор Товмасын Н.В.