

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «21-я центральная район-
ная поликлиника Заводского
района г.Минска»

Н.Я.Мысливчик

« 2 » августа 2026г.



**Технические характеристики (описание) медицинской техники и
изделий медицинского назначения
Пробирка с К2 ЭДТА (или К3 ЭДТА)**

1.Состав (комплектация) оборудования либо медицинских изделий.

№	Наименование	Количество,шт.
1	Пробирка с антикоагулянтом К2 ЭДТА (или К3 ЭДТА) для забора венозной крови объемом 2,0-3,0мл., диаметр 13мм., высота 75мм.	10 000 шт.

2.Технические характеристики.

2.1.Пробирка готова к применению.

**3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности,
стерильности).**

3.1.Срок годности должен составлять не менее 80% от срока годности,
установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач клинической
лабораторной диагностики
(заведующий)

Ярошевич И.В.