

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий**  
**Реагентов для иммунофенотипирования клеток методом лазерной проточной**  
**цитофлуориметрии**

| №                                                                                                                       | Наименование                                    | Единица измерения | Количество |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Лот № 18 Пробирки для проточного цитометра</b>                                                                       |                                                 |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                     |                                                 |                   |            |
| №                                                                                                                       | Наименование                                    | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                       | Пробирки для проточного цитометра               | шт.               | 20000      |
| <b>2. Технические требования:</b>                                                                                       |                                                 |                   |            |
| 2.1. Объем пробирок 5 мл, размер 75 x 12 мм, круглое основание.                                                         |                                                 |                   |            |
| 2.2. Пробирки должны быть совместимы с проточным цитометром FACSCap.                                                    |                                                 |                   |            |
| <b>3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.</b> |                                                 |                   |            |
| <b>Лот № 19 Раствор для проточного цитометра</b>                                                                        |                                                 |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                     |                                                 |                   |            |
| №                                                                                                                       | Наименование                                    | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                       | Реактив для пермеабиллизации клеточной мембраны | тест              | 600        |
| <b>2. Технические требования:</b>                                                                                       |                                                 |                   |            |
| 2.1. Раствор должен быть предназначен для проточного цитометра.                                                         |                                                 |                   |            |
| <b>3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.</b> |                                                 |                   |            |
| <b>Лот № 20 Реагенты для определения В-клеток памяти методом иммунофенотипирования</b>                                  |                                                 |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                     |                                                 |                   |            |
| №                                                                                                                       | Наименование                                    | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                       | анти CD19 метка FITC (или аналоги)              | тест              | 400        |
| 2                                                                                                                       | анти CD27 метка PC7 (или аналоги)               | тест              | 400        |
| 3                                                                                                                       | анти CD5 метка PerCP/ PerCP-Cy5,5 (или аналоги) | тест              | 400        |
| 4                                                                                                                       | анти CD45 метка APC-Cy7 (или аналоги)           | тест              | 400        |
| <b>2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.</b> |                                                 |                   |            |
| <b>Лот № 21 Реагенты для определения Т-клеток памяти методом иммунофенотипирования</b>                                  |                                                 |                   |            |
| <b>1. Состав (комплектация) медицинских изделий</b>                                                                     |                                                 |                   |            |

| № | Наименование                                     | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD3 метка Pacific Blue                      | тест              | 400        |
| 2 | анти CD127 метка PE (или аналоги)                | тест              | 400        |
| 3 | анти CD25 метка PerCP/ PerCP-Cy5,5 (или аналоги) | тест              | 400        |
| 4 | анти CD4 метка APC (или аналоги)                 | тест              | 400        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 22 Реагенты для определения субпопуляций Т-мигрантов методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                              | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD3 метка Pacific Blue (или аналоги) | тест              | 400        |
| 2 | анти CD45RA метка FITC (или аналоги)      | тест              | 400        |
| 4 | анти CD4 метка APC (или аналоги)          | тест              | 400        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 23 Реагенты для определения молекул адгезии**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                  | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD18 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 100        |

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 24 Реагенты для обнаружения на лейкоцитах рецепторов хемокинов методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                   | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD181 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |
| 2 | анти CD182 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |
| 3 | анти CD183 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |
| 4 | анти CD184 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:** согласно аукционным документам организатора.

**Лот № 25 Реагенты для определения поверхностных маркеров активности лейкоцитов методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                        | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD11c метка APC (или аналоги)  | тест              | 200        |
| 2 | анти CD11b метка FITC (или аналоги) | тест              | 200        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.**

**Лот № 26 Реагенты для обнаружения на лейкоцитах CD62L методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                   | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD62L метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.**

**Лот № 27 Реагенты для обнаружения на лейкоцитах CD66b методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                   | Единица измерения | Количество |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD66b метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.**

**Лот № 28 Реагенты для обнаружения на лейкоцитах CD64 методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                  | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD64 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.**

**Лот № 29 Реагенты для обнаружения на лейкоцитах CD54 методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                  | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD54 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.**

**Лот № 30 Реагенты для обнаружения на лейкоцитах CD86 методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование                                                                  | Единица измерения | Количество |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | анти CD86 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги) | тест              | 300        |

**2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.**

**Лот № 31 Реагенты для обнаружения на лейкоцитах CD177 методом иммунофенотипирования**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий**

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|--------------|-------------------|------------|
|---|--------------|-------------------|------------|

| 1                                                                                                                                                                                                                                    | анти CD177 метка FITC или PE или PerCP-Cy5,5 или APC или APC-Cy7 (или аналоги)                                                           | тест              | 300        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                   |            |
| <b>Лот № 32 Реагенты определения CART клеток</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                   |            |
| 1. Состав (комплектация) медицинских изделий                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                   |            |
| №                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                             | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | Анти-CCR7, метка APC (или аналог)                                                                                                        | тест              | 100        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                    | Анти-CD4, метка PC7 (или аналог)                                                                                                         | тест              | 100        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                    | Анти-CD8, метка PE (или аналог)                                                                                                          | тест              | 100        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                    | Анти-BCMA, метка APC (или аналог)                                                                                                        | тест              | 100        |
| 2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: согласно аукционным документам организатора.                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                   |            |
| <b>Лот № 33 Реагенты для иммунофенотипирования крови с определением основных популяций Т-лимфоцитов</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                   |            |
| 1. Состав (комплектация) медицинских изделий                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                   |            |
| №                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование                                                                                                                             | Единица измерения | Количество |
| 1                                                                                                                                                                                                                                    | Комбинация моноклональных антител:<br>CD3 / CD45 / CD4 / CD8<br>с метками FITC, PE, PerCP-Cy5.5, PE - Cy 7, APC, APC- Cy 7 (или аналоги) | тест              | 1000       |
| 2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: варианты меток могут быть представлены без перекрытия спектральных характеристик при сохранении панели моноклональных антител, допустимы многоцветные комбинации |                                                                                                                                          |                   |            |