



МЕТАКРЕЗОЛ

Поставщик : Согласно перечня утвержденных поставщиковОтбор производится согласно: СОП-0.2200.00.00-2-001Внутренний код

2	0	1	5	4
---	---	---	---	---

Количество (масса, объем) пробы для проведения испытаний: Согласно утвержденного плана отбора проб

№ п/п	Наименование показателей	Допустимые пределы	Методики контроля
1.	Описание (Свойства)	Бесцветная или желтоватая жидкость. Умеренно растворим в воде, смешивается с 96% спиртом и с метиленхлоридом. Относительная плотность: около 1,03. Температура плавления: около 11°C. Температура кипения: около 202°C.	Визуальный ГФ РБ II 1.4 ГФ РБ II, т.2, с.656 ГФ РБ II, 2.2.5 ГФ РБ II, 2.2.14 ГФ РБ II, 2.2.12
2.	Подлинность (Идентификация)	ИК-спектр должен соответствовать ИК-спектру метакрезола по Евр.Фарм. или спектру на рисунке # 2077.-1 ГФ РБ II, с. 656	ГФ РБ II, 2.2.24 ГФ РБ II, т. 2, с.656
3.	Прозрачность	Свежеприготовленный раствор S по степени мутности не должен превышать эталон III	ГФ РБ II, 2.2.1 ГФ РБ II, т.2, с.656
4.	Цветность	Окраска свежеприготовленного раствора S должна быть не интенсивнее эталона ВУ(КЖ) ₇	ГФ РБ II, 2.2.2 метод II ГФ РБ II, т.2, с.656
5.	Кислотность	Не более 0,5 мл 0,01М раствора натрия гидроксида необходимо для появления желтого окрашивания	ГФ РБ II, т.2, с.656
6.	Сопутствующие примеси: - примесь В - примесь С - любая другая примесь - сумма примесей	Не более 0,5 % Не более 0,5 % Не более 0,1 % Не более 1,0 %	ГФ РБ II, 2.2.28 ГФ РБ II, т.2, с.656
7.	Остаток после выпаривания	Не более 0,1%	ГФ РБ II, т.2, с.656
8.	Микробиологическая чистота -общее количество аэробов и грибов (суммарно) в 1 г -грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи, либо бактерии сем. Enterobacteriaceae в 1 г - Pseudomonas aeruginosa в 1 г - Staphylococcus aureus в 1 г	ГФ РБ II, 5.1.4 -10 ² КОЕ Отсутствие Отсутствие Отсутствие	ГФ РБ II, 2.6.12, 2.6.13 ГФ РБ II, т.2, с.656
9.	Хранение	В воздухонепроницаемом контейнере в защищенном от света месте	
10.	Срок годности	В соответствии с сертификатом производителя	