

Технические характеристики (описание)
реагентов и расходных материалов для иммунофлуоресцентного анализатора
ichroma II Reader (Boditech Med Inc., Республика Корея)

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	2	3	4
ЛОТ № 1			
1	Набор реагентов для определения гамма-интерферона (IFN- γ) (ichroma™ IGRA-TB 25 или аналог)	набор	5
ЛОТ № 2			
2	Контроль для определения интерферона гамма (Boditech IGRA-TB или аналог)	набор	2

2. Технические требования:

2.1 Для лота № 1:

2.1.1 Объем набора – не более 150 тест-картриджей;

2.1.2 Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для иммунофлуоресцентного анализатора ichroma II Reader (Boditech Med Inc., Республика Корея), что должно подтверждаться документами производителя.

2.2 Для лота № 2:

2.2.1 Набор должен состоять из не менее 3 уровней, не более 1 мл каждый.

2.2.2 Предлагаемый контрольный материал должен быть предназначен для иммунофлуоресцентного анализатора ichroma II Reader (Boditech Med Inc., Республика Корея), что должно подтверждаться документами производителя.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.