

Приложение к заявке № 614 от
 Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Cobas e 411

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований	Условия поставки	Срок поставки	Ориент. стоимость
Лот 1. Реагенты, контрольные, калибровочные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Cobas e411						
1.1	Набор реагентов для определения прокальцитонина	1 набор/на 100 исследований	3 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.2	Набор реагентов для определения ТТГ	1 набор/на 200 исследований	7 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.3	Набор реагентов для определения Т4св IV	1 набор/на 200 исследований	7 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.4	Набор реагентов для определения Vitamin D total III	1 набор/на 100 исследований	2 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.5	Набор реагентов для определения Cortisol	1 набор/на 100 исследований	3 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.6	Набор реагентов для определения FSH	1 набор/на 100 исследований	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.7	Набор реагентов для определения LH	1 набор/на 100 исследований	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.8	Набор реагентов для определения Estradiol III	1 набор/на 100 исследований	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.9	Набор реагентов для определения Testosteron	1 набор/на 100 исследований	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.10	Набор реагентов для определения Insulin	1 набор/на 100 исследований	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.11	Набор реагентов для определения Т3 св. III	1 набор/на 200 исследований	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.12	Набор реагентов для определения C-Peptid	1 набор/на 100 исследований	2 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.13	Набор реагентов для определения Anti Tg	1 набор/на 100 исследований	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X

1.14	Калибратор Anti Tg	1 уп. (4× 1,0мл)	1 наб	Транспортом поставщика по заявкам		
1.15	Калибратор IgE	1 уп. (4× 1,0мл)	1 наб.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.16	Набор реагентов для определения Anti-TSHR	1 набор/ на 100 исследований	2 наб	Транспортом поставщика по заявкам		
1.17	Контроль PreciControl Varia codas e или аналог	1 уп. (4×3.0 мл)	1 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.18	Контроль PreciControl Universal codas e или аналог	1 уп. (4× 3,0 мл)	1 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.19	Контроль PreciControl Thyro codas e или аналог	1 уп. (4× 2,0 мл)	1 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.20	Контроль PreciControl Growth codas e или аналог	1 уп. (4× 2,0 мл)	1 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
1.21	Набор реагентов для определения Troponin I	1 набор/ на 100 исследований	1 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		
1.22	Набор реагентов для определения pro-BNP	1 набор/ на 100 исследований	1 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		
Итого по лоту 1						

Лот 2. Расходные материалы для автоматического иммунохимического анализатора Cobas e411

2.1	Реагент ProCell cobas e	1 уп. (6 x 380 мл)	9 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
2.2	Реагент CleanCell cobas	1 уп./ (6 x 380 мл)	8 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
2.3	Наконечники пластиковые cobas e типа Assay Tip	1 уп. (30 x1200	5 уп.	Транспортом поставщика по заявкам		X
2.4	ISE Cleaning Solution/ Elecsys SysClean	1 флакон – 100 мл.	2 фл.	Транспортом поставщика по заявкам		X

2.5	Пробирки для образцов Sample Cup	1 уп. (5 000 шт.)	2уп.	Транспортом поставщика по заявкам	X
Итого по лоту 2					5
Итого по лотам 1, 2					

Дополнительные требования:

1. Реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны иметь срок годности не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

2. Реагенты, калибровочные, контрольные, расходные материалы должны быть совместимы с анализатором автоматическим иммунохимическим Cobas e411 производства «ROCHE Diagnostics GmbH», Германия.

3. Реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматических анализаторов серии Cobas e411 производства «ROCHE Diagnostics GmbH», Германия, без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций.

4. Реагенты калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть оригинального производства или должны иметь адаптацию к указанному анализатору в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.02.2014 № 145.

Врач клинической лабораторной диагностики

И.В. Анташкевич

db-10. 2026